



Wir sind Ihr Spezialist für

- Inkontinenzversorgung
- Stoma- & Wundversorgung
- Stütz- & Kompressionsstrümpfe
- Geh- & Alltagshilfen
- Rollstühle
- Bequemschuhe für lose Modelleinlagen
- Modelleinlagen
- Orthesen & Apparate
- Mieder & Bandagen
- Kinderorthopädische Versorgungen
- Kompressions- & Verbrennungsbandagen
- Prothesen
- Brustprothesen
- Blutdruckmessgeräte
- Pflegebetten
- Medizinische Geräte
- Produkte für Mutter & Kind
- Produkte für Sport & Fitness
- Produkte für die Pflege zu Hause & im Heim



ORTOPROBAN Leitner GmbH & Co. KG. – Zentrale, Werkstätte und Verkauf: 1080 Wien, Piaristengasse 17,
Tel.: 01/402 21 25-0, Fax: 01/402 21 25-20 od. -40, Email: office@ortoproban.at, www.ortoproban.at

Filialen:

1010 Wien, Wipplingerstraße 13
Tel.+Fax: 01/535 79 51

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76
Tel.+Fax: 01/585 19 20

1110 Wien, Simmeringer Hauptstr. 101-103
Tel.: 01/743 55 44, Fax: 01/743 55 55

1130 Wien, St. Veit-Gasse 56
Tel.+Fax: 01/876 92 13

1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48
Tel.: 01/370 2 370, Fax: 01/370 00 68

1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45
Tel.: 01/270 55 02, Fax: 01/272 66 21



© ORTOPROBAN Leitner GmbH & Co. KG., 1080 Wien. Alle angeführten Produktbilder sind Symbolbilder. Von jedem Artikel gibt es unterschiedliche Ausführungen. Gerne beraten wir Sie dahingehend. Satz- und Druckfehler vorbehalten, Stand Juni 2015.

ORTOPROBAN

Orthopädie-Technik • Prothesen • Bandagen
IHR SANITÄTSHAUS

Info-Telefon: 01/402 21 25-0

Alltagshilfen



Gehhilfen, Hilfen für Bad und Toilette, Pflegebetten
und Zubehör, Patientenlifter, Rollstühle

Verrechnung mit allen Krankenkassen. Lieferservice und Hausbesuche.

ORTOPR+BAN

Orthopädie-Technik • Prothesen • Bandagen

IHR SANITÄTSHAUS

Gehstock Holz



Material: Holz
Länge: ca. 92cm
Belastbarkeit bis 100kg
Gewicht: ca. 0,8kg

Gehstock Leichtmetall mit anatomischem Griff



Material: Leichtmetall

- Anatomischer Kunststoffgriff mit optimal ausgeprägter Handform
- Höhenverstellbar mit Druckknopf von 70-98cm Griffhöhe
- Zusatzfixierung durch Drehring

Achselkrücke



Material: Leichtmetall

- Höhenverstellbar von ca. 113-133cm (mittel), ca. 132-152cm (groß)
- Verstellung mittels Druckknopf

Gewicht: ca. 800g
Belastbarkeit: bis 120kg

Arthritisgehilfe



Material: Aluminium mit Kunststoffgriffschale, gepolstert

- der Handgriff ist in der Länge und im Winkel verstellbar, außerdem in der Seitenneigung
- für links und rechts geeignet
- Länge und Breite der Armschale: 18cm, 9cm
- Höhenverstellbare Armauflage: 95-118cm

Gewicht pro Stück 660g
Belastbarkeit: bis 140kg

Unterarmkrücke aus Leichtmetall



- Höhenverstellbarer Griff: 76-96cm
- Halb elliptische Unterarmschelle
- Ergonomischer Griff mit Sicherheitskatzenauge
- Stockkapsel wirkt als Stoßdämpfer

Gewicht: 570g
Belastbarkeit: bis 140kg

Unterarmkrücke mit anatomischem Griff



Material: Leichtmetall

- Mit Stockkapsel
- Anatomischer Griff
- Höhenverstellbar mit Druckknopf
- Verstellbereich von 73-93cm

Gewicht: 0,75kg
Belastbarkeit: bis 130kg

Vierfußgehilfe



- Abgewinkeltes Griffoberteil zur Entlastung des Handgelenks
- Höhenverstellbare Griffhöhe 73-93cm mit Druckknopf

Gewicht: 1,2kg
Farbe: schwarz/grau

Gehgestell (reziprok)



Material: Leichtmetall

- Leicht faltbar
- Korb als Zubehör erhältlich!
- Höhenverstellbar mit Druckknopf von 80-91cm

Breite: 56cm
Tiefe: 46cm
Gewicht: 2,5kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Gehbock (starr)

Material: Leichtmetall

- Höhenverstellbar mit Druckknopf, Verstellbereich von 78-86cm

Breite: 62cm
Tiefe: 41cm
Gewicht: 2,5kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Gehbock (fahrbar)

Material: verchromtes Stahlrohr

- Vier Lenkräder, hintere Räder mit Feststellbremse
- Griffhöhe individuell verstellbar von 80-95cm

Breite: 52cm
Tiefe: 52cm
Gewicht: 7kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Gehbock (fahrbar) mit Sitz und Rückenlehne

Material: pulverbeschichtetes Leichtmetall

- anatomische Handgriffe, faltbar, mit Sitz, Korb, Rückenlehne und Feststellbremse
- Höhenverstellbar von 83-94cm

Breite/Sitzbreite: 63/40cm
Sitzhöhe: 56cm
Gewicht: 8,9kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Delta Gehrad

- Mit Feststellbremse, faltbar, mit Korb und Tablett
- Geringes Gewicht: 5,5kg (ohne Korb + Tablett)
- Pannensichere Bereifung
- Griffhöhe von 81-90cm verstellbar

Breite: 42cm
Farbe: blau
Belastbarkeit: bis 100kg

Gehwagen mit Achselstützen

Material: verchromtes Stahlrohr

- Höhenverstellbare Achselstützen von 98-148cm
- Gepolsterter Sitz ca. 45cm breit
- Zwei der vier Räder mit Feststellbremse

Gewicht: 11,8kg
Belastbarkeit: bis 125kg

Rollator

Material: verchromtes Stahlrohr

- Vorne Räder, hinten rutschfeste Gummikapseln
- Handgriffe höhenverstellbar mit Druckknopf von 72-93cm

Breite: 56 m
Tiefe: 69cm
Gewicht: 5,5kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Rollator mit lenkbaren Vorderrädern

Material: Stahlrohr

- Handgriffe höhenverstellbar mit Druckknopf von 76-100cm
- Mit lenkbaren Vorderrädern

Breite: 63cm
Tiefe: 56cm
Gewicht: 5,5kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Rollator mit verstellbarer Breite 20 bis 57cm

Material: Stahlrohr

- Vorne Räder, hinten Gummikapseln
- Anwendungsbereich: innen
- Handgriffe höhenverstellbar von 74-100cm
- Verstellbare Breite (ideal für schmale Durchgänge)

Tiefe: 76cm
Gewicht: 9kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Rollmobil ohne Rückenlehne mit Stockhalter



Material: Stahlrohr

- Feststellbremse
- Pannensichere Bereifung
- Vormontierter Stockhalter
- Ergonomische Handgriffe (71cm bis 98cm) im Winkel stufenlos verstellbar
- Sitzbreite: 39cm
- Gewicht: 9kg
- Hohe Belastbarkeit: 130kg

Rollmobil mit Rückenlehne



Material: Rahmen Aluminium beschichtet

- Anwendungsbereich: Innen und Außen
- Besonderheiten: faltbar, mit Sitz, Korb, Tablett, Rückenlehne und Feststellbremse
- Handgriffe Stahlrohr mit Bezug, höhenverstellbar
- Rückenlehne Kunststoff
- 3 verschiedene Sitzhöhen
- Breite/Sitzbreite: 60/41cm
- Gewicht: 7,7-8kg
- Belastbarkeit: bis 115kg

Badebrett inkl. Griff



Material: Kunststoff

- Mit Griff
- Seitenfixierung einstellbar
- Breite: 35cm
- Gewicht: ca. 2,3kg

Badewannensitz mit Rückenlehne und Hygieneausschnitt



Material: stabiler Metallrahmen

- Hygieneausschnitt und Rückenlehne
- Gummiauflieger für sicheren Halt
- Geeignet für alle handelsüblichen Badewannen
- Hellgraue Kunststoffsitzfläche mit 40x43cm
- Breite: ca. 72cm
- Belastbarkeit: bis 130kg

Badewannesitz (drehbar)



Material: Stahlrohr beschichtet (Sitz aus Polypropylen)

- Mit Armlehnen
- Sitzfläche: 40x42cm
- Gewicht: 9kg
- Belastbarkeit: bis 100kg

Duschhocker mit Hygieneausschnitt



- Sitzfläche aus Kunststoff
- Untergestell aus Aluminium
- Mittels Druckknopf höhenverstellbar von ca. 34-48cm
- GummifüÙe für sicheren Stand
- Sitzfläche: 40x36cm
- Belastbarkeit: bis 80kg

Duschklapsitz mit Hygieneausschnitt




- Sitzfläche aus Kunststoff mit Hygieneausschnitt
- Farbe: weiß
- Sitzfläche: 40x41cm
- Höhenverstellbar: 48,5-56cm (4fach)
- Wandabstand zusammengeklappt: 14cm
- Gesamtbreite: 47,5cm
- Belastbarkeit: bis 100kg

Duschhocker mit Hygieneausschnitt und Armlehnen



- Sitzfläche aus weißem Kunststoff mit Hygieneausschnitt
- Untergestell aus Aluminium
- Sitzfläche: 41x47cm
- Höhenverstellbar: 46-54cm
- Außenbreite: 53cm
- Belastbarkeit: bis 100kg

Duschsitz mit Rückenlehne und Hygieneausschnitt



- Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff
 - Mittels Druckknopf höhenverstellbar von ca. 34-48cm
 - Gummifüße für sicheren Stand
- Sitzfläche: 40x36cm
Belastbarkeit: bis 80 kg

Toiletsitzerhöhung 5cm und 12cm



- Mit und ohne Deckel erhältlich
 - Spezielle Befestigungsclammern für hohe Stabilität
- Gewicht: 1,2kg
Höhe: 5cm
Höhe: 12cm
Belastbarkeit: Var1 bis 100kg
Belastbarkeit: Var2 bis 185kg

Toilettenstützgestell



- Material: Aluminium
- Wird einfach über die Toilette gestellt und erleichtert somit das Hinsetzen und Aufstehen
 - Mit Armauflagen
- Höhe: verstellbar von 64-76cm
Breite: 58cm
Tiefe: 49cm
Gewicht: 3,1kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Toiletsitzerhöhung mit Armlehnen und Deckel



- 3-fach höhenverstellbar
 - Hochklappbare Armlehnen für zusätzlichen Halt beim Hinsetzen und Aufstehen
 - Mit integriertem Spritzschutz und Deckel
 - Verschraubung auf dem Toilettenbecken
 - Leichte Montage
- Breite: 57cm
Tiefe: 48cm
Höhe: 35,5cm
Belastbarkeit: bis 120kg

Zimmertoilettstuhl aus Holz (nicht fahrbar)



- Material: Holz
- Sitzfläche gepolstert aus Kunstleder
 - Mit Toiletteneimer
- Sitzhöhe: 46cm
Breite 60cm
Gewicht: 8,9kg
Belastbarkeit: bis 150kg

Zimmertoilettstuhl aus Metall (nicht fahrbar)



- Material: Stahlrahmen pulverbeschichtet
- Hochklappbare oder abnehmbare Sitzplatte
 - Sitzfläche und Rückenteil: gepolstert, aus hautfreundlichem Kunstleder
 - Entfernung des Toiletteneimers seitlich oder von oben
- Sitzhöhe: 55cm
Breite: 61cm
Gewicht: 10kg
Belastbarkeit: bis 100kg

Zimmertoilettstuhl aus Stahlrohr (fahrbar)



- Material: verchromtes Rundstahlrohr
- Feststellbare Bremsen an den Hinterrädern
 - Gepolsterte Sitzplatte
- Sitzfläche: 45x44cm
Breite: 56cm
Gewicht: 15,3kg
Belastbarkeit: bis 120kg

Rückenlehne mit Metallrahmen



- Anwendung im Bett
- Material: Metallrahmen mit Kunststoffnetz
- verstellbarer Winkel von 35-90 Grad
- Breite: ca. 65cm
Gewicht: 5,3kg
Belastbarkeit: bis 80kg

Rutschbrett für Rollstühle aus Holz



Material: laminiertes Holz, lackiert
 • Mit Griffausnehmungen
 Maße: 76x21cm
 Gewicht: 1,4kg
 Belastbarkeit: bis 120kg

Rutschbrett für Rollstühle aus Kunststoff



Material: fester Kunststoff
 • Mit Längsrillen
 • Farbe: weiß
 • Geeignet zum Umsetzen von Patienten
 Maße: 71x21x3cm
 Gewicht: ca. 1kg
 Belastbarkeit: bis 120kg

Infusionsständer fahrbar



Material: Kunststoff
 • Fahrbares, stabiles 5-Fuß-Stativ für sicheren Stand
 • Stufenlos höhenverstellbar bis ca. 213cm

Krankenaufrichter/Bettheber



• Aufrichter aus zwei verchromten Teilen und Aufhelfertrapez
 • für jedes Bett ab 5,5cm Bodenfreiheit geeignet
 • Leicht zusammenklappbar
 • Einklappbares Fußgestell
 • Trapez aus Kunststoff mit verstellbarem, reißfestem Polyamidgurt
 Höhe: ca. 190cm
 Gewicht: 12kg
 Belastbarkeit: bis 100kg

Betttisch (fahrbar)



• Verstellbar ohne Werkzeug in Höhe und Neigung
 • 4 Leichtlaufrollen
 • Höhenverstellbar: stufenlos 71-110cm
 Breite: 59cm
 Gewicht: ca. 7kg
 Belastbar: bis max. 10kg

Rollstuhl

**Miet-
möglich-
keit!**



• Unterschiedl. Sitzbreiten von 37 bis 52cm
 • Sitzhöhen von 47 bis 51cm
 • Rücken- und Sitzbezug Nylon
 • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
 • Gewicht: 19kg
 • Max. Belastbarkeit: 125kg

Bitte informieren Sie sich auch gerne über Leichtgewichtrollstühle, Aktivrollstühle, Schiebehilfen und elektrische Rollstühle. Jegliches Rollstuhlzubehör wie Rollstuhlsitzkissen, Rollstuhlrampen etc. erhältlich.

Elektrischer Patientenlifter



- Elektrisch verstellbarer, fahrbarer Patientlifter
- Für den Transfer zwischen Pflegebett, Rollstuhl und Badezimmer
- Fahrgestell manuell spreizbar
- Faltbar für einfachen Transport
- Aufbau ohne Werkzeug
- Belastbarkeit: 170kg

**Patienten-
gurte
bitte extra
bestellen!**

Elektrischer Badewannenlifter



**Auch in
XL
erhältlich**

- Wartungsfreies Antriebssystem, kraftvoll und leise
- Mit einer Hand aufstellbar und einklappbar
- Einfache und schnelle Reinigung
- Rückenlehne bis 40° ab-senkbar
- Belastbarkeit: 135kg



Elektrisch verstellbares Pflegebett

**Miet-
möglich-
keit!**



- Liegefläche: 90x200cm
- Maße: 101x220cm
- Elektrisch verstellbare 4-geteilte Liegefläche
- Auch als Niederflurbett erhältlich: 32-72cm höhenverstellbar



Anti-Dekubitusmatratze für Pflegebetten



- Schaumstoffmatratze – wülfelförmige Oberfläche
- Geeignet zur Prophylaxe und Therapie bis einschließlich Dekubitus Grad II
- Verschweißte Nähte
- Inkontinenzmatratzen-vollbezug
- Waschbarer Bezug
- Gewicht: 13kg
- Belastbarkeit: 247kg

UNSERE SERVICES

- Abgabe von Blutdruckmessgeräten über die WGKK
- Vertragspartner von allen Krankenkassen in Österreich
- Direkte Abrechnung über Verordnungsschein oder Rezept
- Rasches Zustellservice
- Einholung von Bewilligungen für den Patienten bei den Kassen
- Kompetente Auskunft über Abrechnungsmodalitäten
- Maßnahme direkt am Patienten
- Freundliche und individuelle Beratung
- Kostenloses Zustellservice von Wundversorgungsprodukten

- Fachpersonal unterschiedlicher Bereiche wie Bandagisten, Orthopädietechniker, Diplomierte Krankenschwestern, Wundmanager und bestens geschultes Verkaufspersonal
- Fertigung individueller Versorgungen
- Verwendung neuester Technologien und hochwertigster Materialien
- Miete von Nerven- und Muskelstimulationsgeräten, Rollstühlen, Inhalationsgeräten, Milchpumpen und elektrischen Pflegebetten
- Hausbesuche

Verrechnung mit allen Krankenkassen. Lieferservice und Hausbesuche.