


# Alltagshilfen

*& Mobilität*



ORTOPROBAN

2/2026

Orthopädie-Technik • Prothesen • Bandagen

IHR SANITÄTSHAUS



# Willkommen bei ORTOPROBAN

## **Kundenkompetenzzentrum mit Shop & Werkstätte:**

1210 Wien, Paukerwerkstraße 1c  
Tel.: 01/402 21 25-1000  
Email: [office@ortoproban.at](mailto:office@ortoproban.at)  
<https://bestellung.ortoproban.at>

## **Filialen:**

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76  
Tel.: 01/402 21 25-3070

1080 Wien, Josefstädter Straße 33  
Tel.: 01/402 21 25-3010

1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 101-103  
Tel.: 01/402 21 25-3080

1130 Wien, St. Veit-Gasse 56  
Tel.: 01/402 21 25-3040

1130 Wien, Speisinger Straße 109 (Eingang Orthopäd. Spital)  
Tel.: 01/402 21 25-3090

1140 Wien, Breitenseer Straße 1  
Tel.: 01/402 21 25-3150

1160 Wien, Thaliastraße 60  
Tel.: 01/402 21 25-3140

1180 Wien, Währinger Straße 143  
Tel.: 01/402 21 25-3170

1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48  
Tel.: 01/402 21 25-3060

1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45  
Tel.: 01/402 21 25-3030

1210 Wien, Brünner Straße 70 (Eingang Klinik Floridsdorf)  
Tel.: 01/402 21 25-3100

1230 Wien, Geßlgasse 5  
Tel.: 01/402 21 25-3110

1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 44 (Kaufpark Alterlaa)  
Tel.: 01/402 21 25-3120

2020 Hollabrunn, Sparkassegasse 4  
Tel.: 01/402 21 25-3160

2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 13  
Tel.: 01/402 21 25-3130

## Ihr Spezialist für orthopädietechnische Versorgungen.

Die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit der richtigen Beratung und individuell abgestimmten Produkten unterstützen wir Sie dabei, Ihren gewohnten Alltag wieder aufzunehmen und Ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Dabei setzen wir vor allem auf eine persönliche Beratung sowie Betreuung und können unseren Kund:innen somit eine optimale Versorgung bieten.

Wir sind ein Familienunternehmen mit über 100 Jahren Tradition und Bestand. Unser Team, das aus Bandagist:innen, Orthopädietechniker:innen, Diplomkrankenschwestern und -pflegern, Wundmanager:innen sowie erfahrenen und geschulten Fachberater:innen besteht, ist bestens eingespielt. Darüber hinaus besteht eine langjährige und intensive Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Pflegeheimen, Spitälern, mobilen Diensten, Rehabilitationszentren und Physiotherapeut:innen.

In unserer orthopädietechnischen Werkstätte in unserer ORTOPROBAN-Zentrale im 21. Bezirk in Wien arbeiten 27 ausgebildete Bandagist:innen, Orthopädiemechaniker:innen, Bandagistenmeister:innen und Orthopädiemechanikermeister:innen mit jahrzehntelanger Erfahrung, die durch regelmäßige Fortbildungen immer am neuesten Stand der Technik sind.

Um die Tradition der Orthopädietechnik und das seit über 100 Jahren in unserem Unternehmen gesammelte Fachwissen an die nächste Generation weiterzugeben, bilden wir laufend Lehrlinge aus, die die Erzeugung orthopädischer Behelfe und deren individuelle Anpassung an Patient:innen durch intensive Begleitung unserer erfahrenen Spezialist:innen erlernen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit und besonders im Bereich der Maßanfertigungen steht neben der individuellen Anpassung der Behelfe auch die einfühlsame und ausführliche Beratung der Patient:innen im Sinne einer umfassenden, persönlichen Betreuung.

Unser neuer Katalog beinhaltet zahlreiche Hilfen für das tägliche Leben, die Sie im Fall von Unfällen, Krankheiten und Behinderungen unterstützen. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment mit einer großen Auswahl an innovativen Produkten.

# Inhalt

## 01 Gehhilfen

Gehstöcke & Krücken	1
Gehgestelle	5
Rollatoren & Rollmobile	6

## 02 Hilfen für das Bad

Badewannenlifter	11
Badewannensitze & Zubehör	12
Duschhocker & Duschsitze	14

## 03 Hilfen für die Toilette

Dusch- & Toilettstühle	17
Toilettitzerhöhungen	18
Toilettstützgestelle	19
Zimmertoilettstühle	20

## 04 Hilfen rund um das Bett

Pflegebetten & Zubehör	23
Matratzen	27

## 05 Rollstühle

Standardrollstühle	29
Leichtmetall-, Transport- & Aufrichterollstühle	30
Multifunktions- & Elektrorollstühle	31
Aktivrollstühle & Scooter	32
Zusatzantriebe & Schiebehilfen	33
Treppensteighilfen	34

## 06 Therapie

Aktiv- & Passivtrainer	35
Aktives Sitzen	36



Höhe



Länge/Breite



Tiefe/Breite



Eigengewicht/Gewicht



Max. Belastbarkeit



Max. Benutzergröße



Sitzhöhe



Lehnenhöhe



Sitztiefe



Sitzbreite



Höchstgeschwindigkeit



Reichweite



Empfangsreichweite



Waschtemperatur



Trocknergeeignet



PVC frei



Farbe

Alle Abbildungen sind Symbolfotos. Farbe und Ausführung können leichte Abweichungen aufweisen.

# 01

## Gehilfen

Gehstöcke & Krücken  
Gehgestelle  
Rollatoren & Rollmobile

### Gehstock Holz

(Damen) Art. Nr. KKW31/504, (Herren) Art. Nr. KKW31/505

Ein klassischer und eleganter Gehstock mit Kapsel aus Buchenholz, der in der Länge individuell zuschneidbar ist.



- Material Holz
- Länge ca. 94 cm – zuschneidbar
- Gewicht 270g/310g
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Buche, Schwarz

ca. 94 cm    ca. 300 g    100 kg    Buche, Schwarz

### Gehstock Alu mit ergonomischem Griff

(Silber) Art. Nr. 31/977; (Schwarz) Art. Nr. 31/980

Der Gehstock besitzt einen ergonomischen Griff aus Kunststoff. Die Griffhöhe ist einfach mittels Druckknopf in der Höhe verstellbar.



- Material Leichtmetall
- Griffhöhe 79-99 cm
- Gewicht 400g
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Silber, Schwarz

79-99 cm    400 g    100 kg    Silber, Schwarz

## Gehstock mit anatomischem Griff

(Rechts) Art. Nr. KKW31/2056, (Links) Art. Nr. KKW31/2235

Der robuste Gehstock aus Leichtmetall hat einen anatomischen Griff und kann in der Höhe verstellt werden. Für Linkshänder und Rechtshänder erhältlich. Für maximalen Gehkomfort wird das Benutzergewicht gleichmäßig auf die gesamte Handfläche verteilt.

- Material Leichtmetall
- Griffhöhe 70-94 cm
- Anatomischer Kunststoffgriff für rechts oder links
- Zusatzfixierung durch Drehring
- Gewicht 400 g
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



## Vierfußgehilfe

Art. Nr. KKW31/1952

Die Vierfußgehilfe sorgt durch ihre vier Füße für einen besonders sicheren Halt und ist durch eine verstärkte Standplatte besonders belastbar. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand.

- Material Leichtmetall
- Höhenverstellbare Griffhöhe 76-100 cm mit Stellschraube
- Gewicht 1,2 kg
- Abgewinkeltes Griffoberteil zur Entlastung des Handgelenks
- Max. Belastbarkeit 225 kg
- Farbe Silber



## Arthritishilfe

Art. Nr. KKW31/558

Die Arthritishilfe hat einen gepolsterten Handgriff, ist in der Länge sowie im Winkel und in der Seitenneigung individuell einstellbar. Die Armschale ist mit Gurt und Polsterung ausgestattet.

- Material Aluminium mit Kunststoffgriffschale
- Höhenverstellbare Armauflage 95-118 cm
- Geeignet für links und rechts
- Länge und Breite der Armschale 18 cm und 9 cm
- Gewicht 660 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Silber



## Unterarmstütze Standard

Art. Nr. KKW31/1559

Der Klassiker unter den Unterarmstützen wird aus leichtem Aluminium und hochwertigem Kunststoff gefertigt, hat einen ergonomischen Griff und ist in der Höhe verstellbar.



Auch als  
**XL Version**  
erhältlich!

- Material Aluminium und Kunststoff
- Höhenverstellbarer Griff 76-96 cm
- Halbelliptische Unterarmschelle
- Ergonomischer Griff mit Sicherheitskatzenauge
- Stockkapsel wirkt als Stoßdämpfer
- Gewicht 570 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Blau

76-96 cm
 570 g
 140 kg
 Blau

## Unterarmstütze Color-Line

(Schwarz) Art. Nr. 31/1092

Die Unterarmstütze mit ergonomischem Griff ist in der Höhe verstellbar und wird aus leichtem Aluminium und hochwertigem Kunststoff gefertigt. Außerdem ist sie in vielen ansprechenden Farben vollfarbig erhältlich.



- Material Aluminium und Kunststoff
- Höhenverstellbarer Griff 76-96 cm
- Ergonomischer Griff mit Sicherheitskatzenauge
- Stockkapsel wirkt als Stoßdämpfer
- Halbelliptische Unterarmschelle
- Gewicht 570 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Blau, Schwarz, Rot, Lila, Türkis, Brombeer, Gelb

76-96 cm
 570 g
 140 kg
 Blau, Schwarz, Rot, Lila, Türkis, Brombeer, Gelb

## Unterarmkrücke mit anatomischem Griff

(Links) Art. Nr. KKW31/1661, (Rechts) Art. Nr. KKW31/1662

Die Unterarmkrücke aus Leichtmetall ist in der Höhe verstellbar und hat einen anatomischen Griff für rechts und links.



- Material Leichtmetall
- Höhenverstellbar mit Druckknopf 73-93 cm
- Anatomischer Griff für rechts oder links
- Halbelliptische Unterarmschelle
- Gewicht 750 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Grau

73-93 cm
 750 g
 140 kg
 Grau

## Griffpolster für Krücken

Art. Nr. 31/632

Die Griffpolster aus Neopren erleichtern die Handhabung der Krücken.



- Material Neopren
- Farbe Schwarz



## Achselkrücke

Art. Nr. KKW31/2054

Die höhenverstellbare und gepolsterte Achselkrücke wird aus Aluminium gefertigt und ist daher besonders leicht. Die Achsel- und Griffhöhe können individuell angepasst werden.



- Material Aluminium
- Höhenverstellbar 113-133 cm (mit Clip)
- Ergonomischer Griff
- Gewicht 900 g
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber



## Unterarmkrücke für Kinder

Art. Nr. KKW31/2829

Die Unterarmkrücke wurde speziell für Kinder entwickelt, ist besonders leicht und in der Höhe verstellbar.



- Material Leichtmetall
- Griffhöhe verstellbar 55-78 cm
- Höhenverstellbar mit Clip
- Gewicht 330 g
- Max. Belastbarkeit 110 kg
- Farbe Blau-Rot



## Gehbock (starr)

Art Nr. KKW31/2725

Der starre Gehbock aus Leichtmetall ist in der Höhe verstellbar und vielseitig einsetzbar.



- Material Aluminium
- Höhenverstellbar 81-98,5 cm
- Breite 58 cm
- Tiefe 47 cm
- Starr
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Gewicht 2,4 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber



## Gehgestell 3-in-1 (reziprok)

Art Nr. KKW31/2823

Das bewegliche Gehgestell 3-in-1 unterstützt Sie bei Ihrem Gehtraining. Um Platz zu sparen, können Sie es mit einem Knopfdruck zusammenfallen. Dank der höhenverstellbaren Funktion können Sie das Gehgestell individuell an Ihre Größe anpassen.



- Material Aluminium
- Höhenverstellbar mit Knopfdruck 76-94 cm
- Breite 54,5 cm
- Tiefe 42 cm
- Faltbar und beweglich (reziprok)
- Rutschhemmende GummifüÙe
- Gewicht 2,2 kg
- Max. Belastbarkeit 110 kg
- Farbe Silber



## Fahrbarer Gehbock

Art.Nr. KKW 31/1540

Der fahrbare Gehbock ist mit einem weichen, klappbaren Sitz und einer gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Die Feststellbremse und die anatomischen Handgriffe machen die Gehhilfe sicher und komfortabel.



- Material Leichtmetall
- Griffhöhe Standard 79-93 cm (L 90-105 cm) verstellbar
- Sitzfläche (B x T) 35,5 x 32,5 cm
- Sitzhöhe Standard 53 cm
- Breite Standard 60 cm (L 63,5 cm)
- Serienmäßig inklusive Tasche und Stockhalter
- Gewicht Standard 7,4 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Blau

Auch in hoher (L) Ausführung erhältlich



## Gehrad Delta

Art Nr. KKW31/2755

Das Gehrad Delta ist sicher, vielseitig einsetzbar sowie durch seine drei Leichtlaufräder sehr wendig und für den Innen- und Außenbereich nutzbar. Die Handgriffe können individuell an die Größe der Nutzer angepasst werden.

- Material Leichtmetall
- Griffhöhe 84,5-94,5 cm verstellbar
- Maße (B x T) 61 x 60 cm
- Faltbar
- Passive Beleuchtung
- Inkl. Korb, Tasche und Tablett
- Gewicht 6,2 kg
- Max. Belastbarkeit 135 kg
- Farbe Weinrot



## Rollator Basic

Art. Nr. KKW31/2754

Der Rollator Basic ist besonders platzsparend durch seine faltbare Funktion. Er besitzt eine weiche Sitzfläche und anatomische, verstellbare Griffe. Dank der Sicherheitskolben können Sie den Rollator bremsen.

- Material verchromtes Stahlrohr
- Griffhöhe 81-94 cm verstellbar
- Breite 52 cm
- Tiefe 62 cm
- Zwei Räder, zwei Gummikapseln
- Gewicht 5 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Grau



## Rollator Progressiv mit lenkbaren Vorderrädern

Art. Nr. Orange W31/3010; Blau W31/3038; Bordeaux W31/3039

Leichter, höhenverstellbarer Rollator aus Aluminium (bis 136 kg). Mit Feststellbremsen, rutschfesten Hinterbeinen und ergonomischen Griffen für sicheren, komfortablen Halt. Per Klicksystem lassen sich die Beine einfach austauschen und individuell an die Bedürfnisse anpassen.

- Material Aluminium
- Ergonomische Handgriffe
- Sitzhöhe 47-51 cm
- Sitzfläche (B x T) 43,5 x 24 cm
- Klicksystem flexibel anpassbar
- Mit Rückenlehne und Korb
- Feststellbremse
- Gewicht 5,7 kg
- Max. Belastbarkeit 136 kg
- Farbe Orange, Blau, Bordeaux



## Rollmobil Basic Medium mit lenkbaren Rädern

Art. Nr. KKW31/1953

Das Rollmobil Basic mit Stockhalter überzeugt durch seine Wendigkeit. Die ergonomischen Bremsen sind feststellbar und die rutschfesten Handgriffe sind stufenlos höhenverstellbar.



- Material Stahlrohr
- Ergonomische Handgriffe, stufenlos verstellbar 80-100 cm
- Sitzhöhe 60 cm
- Sitzfläche (B x T) 36 x 23,5 cm
- Mit Stockhalter, Korb und Tablett
- Feststellbremse
- Gewicht 8,3 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber



## Rollmobil Progressiv

Art.Nr. Blau KKW31/3012; Rot KKW31/3040; Orange KKW31/3151; Weiß KKW31/3207

Das Rollmobil ist höhenverstellbar und verfügt über 8-Zoll-Schwenkräder mit Druckbremsen. Räder und Griffe lassen sich dank Klick-Klack-System werkzeuglos anpassen. Sitz und Rückenlehne bieten komfortables Sitzen, ergonomische Griffe sichern einen festen Halt.



- Material Aluminium
- Ergonomische Handgriffe
- Sitzhöhe 47-51 cm
- Sitzfläche (B x T) 43,5 x 24 cm
- Klicksystem flexibel anpassbar
- Mit Rückenlehne und Korb
- Feststellbremse
- Gewicht: 7,2 kg
- Max. Belastbarkeit 136 kg
- Farbe: Weiß, Blau, Orange, Rot



## Rollmobil XXL

Art. Nr. W31/3208

Das Rollmobil XXL verfügt über schwenkbare Vorderräder und Feststellbremsen hinten. Korb und Tasche sind abnehmbar, der Rückenbügel lässt sich klappen oder entfernen – für flexiblen Einsatz im Alltag.



- Material Aluminium
- Griffhöhe 85-98 cm
- Sitzfläche (B x T) 55 x 43 cm
- Sitzhöhe 52-57 cm
- Breite 73 cm
- Max. Belastbarkeit 180 kg
- Gewicht 9,45 kg
- Feststellbremse
- Gepolsterte Rückenlehne
- Breiter Sitz, in 3 Höhenstufen verstellbar
- Farbe Blau



## Rollmobil mit Rückenlehne

Art Nr. W31/2281

Das Rollmobil bietet serienmäßig umfangreiches Zubehör, hat einen gepolsterten Rückenbügel, eine feste Sitzfläche und ergonomische Griffe, die in der Höhe verstellbar sind. Mit Einhand-Faltmechanismus und kann gefaltet selbst stehen.



- Material Aluminium, Rückenlehne aus Kunststoff, faltbar
- Griffhöhe 83-93,5 cm verstellbar
- Sitzhöhe 54 cm
- Sitzfläche (B x T) 34 x 33,5 cm
- Mit Sitz, Korb, Tablett, Rückenlehne und Stockhalter
- Gewicht 6,8 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



## Leichtgewichtrollator

Art Nr. 31/2932

Der leichte Rollator bietet hohen Komfort und Stabilität. Die stoßdämpfenden Smartsoft-Reifen ermöglichen ein ruhiges, gelenkschonendes Gehen auf allen Wegen. Modernes Design und belastbar bis 136 kg.



- Material Aluminium
- Griffhöhe 83-93 cm verstellbar
- Sitzhöhe 57 cm
- Sitzfläche (B x T) 46 x 20 cm
- Leicht zusammenklappbar
- Höhenverstellbarer, breiter und gepolsterter Rückengurt
- Gewicht 6,1 kg
- Max. Belastbarkeit 136 kg
- Farbe Silber



## Indoor Rollator

Art. Nr. 31/2202

Dieser Indoor-Rollator ist schlank, leicht und ideal für enge Räume. Der höhenverstellbare Griffbügel mit durchgehender Einhandbremse bietet sicheren Halt. Ausgestattet mit Netztasche und Tablett mit Tassenaussparung – praktisch für den Alltag in der Wohnung.



- Material Aluminium
- Gesamtgröße (B x L) 57 x 51,5 cm
- Griffhöhe 81,4-94,1 cm
- Tablett Höhe 67,5 cm
- Tablett Tiefe 30 cm
- Tablett Breite 45 cm
- Leicht zusammenklappbar
- Mit Tablett und Netztasche
- Gewicht 5,6 kg
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Weiß



## Arthritisrollator Basic

Art. Nr. 31/1015

Der besonders für Rheuma- und Arthritispatienten geeignete Rollator zeichnet sich durch seine in der Höhe verstellbaren Unterarmauflagen sowie seine ergonomischen Handgriffe aus. Die Doppelfunktionsbremse sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit.



- Material Metall
- Unterarmauflagen 114-131 cm in der Höhe verstellbar
- Sitzhöhe 61 cm
- Sitzfläche (B x T) 42 x 22 cm
- Ergonomische Handgriffe
- Inklusive Korb, Sitzbrett und Tablett
- Gewicht 14 kg (mit Korb)
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



## Arthritisrollator Deluxe

Art. Nr. 31/2194

Der Arthritisrollator Deluxe besticht durch seine höhenverstellbaren sowie besonders weichen und bequemen Armstützen. Mit einem leichten Aluminiumrahmen ist er stabil und hat ein geringes Gewicht. Der Rollator ist für den Innenbereich konzipiert und zusätzlich faltbar.



- Schiebestangen höhenverstellbar 95-120 cm
- Sitzhöhe 62 cm
- Sitzbreite 46 cm
- Gepolsterte Armstützen
- Faltbar
- Inklusive Einkaufstasche
- Gewicht 9,5 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Schwarz



## Gehwagen mit Achselstützen

Art Nr. W31/1232

Der Gehwagen mit Achselstützen zeichnet sich durch individuelle Anpassbarkeit aus. Die 4 schwenkbaren Räder machen den Gehwagen wendig und mit wenig Kraftaufwand lenkbar.



- Material verchromtes Stahlrohr
- Höhenverstellbare Achselstützen 100-150 cm
- Innenbreite 28-50 cm verstellbar
- Gewicht 9 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



# Stockhalter

Art Nr. 31/2233

Der Stockhalter ist zur Montage auf Gehhilfen sowie Rollatoren und Rollstühlen geeignet. Er besteht aus einem kompletten zweiteiligen Set (mit Köcher und Clip) und wird jeweils mit einer Schelle befestigt.



- Material Kunststoff
- Passt auf Rohrdurchmesser von 25 mm
- Inklusive Stock-Becher und Stock-Klemme
- Farbe Schwarz



# Transportrollstuhl & Rollator 2-in-1

Art. Nr. Island blue 31/2616; Schwarz 31/2454; Pepple white 31/3247

Der 2-in-1 Rollator Rollz Motion vereint Rollator und Transportrollstuhl in einem praktischen Hilfsmittel. Mit wenigen Handgriffen verwandeln Sie den stylischen 2-in-1 Rollator in einen Transportstuhl.



- Sitzhöhe 55 cm
- Sitzbreite 45 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Breite offen 67 cm
- Breite geklappt 31 cm
- Körpergröße 160-190 cm
- 2-in-1: Rollator & Transportstuhl
- Flexibel einsetzbar unterwegs
- Fußstützen leicht montiert
- Gewicht 11,6 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Farbe Island blue, Schwarz, Pepple white



87-98 cm



67 cm



63 cm



11,6 kg



125 kg



Island blue, Schwarz, Pepple white

Notizen:

---



---



---



---



---



---



---



---

# 02

## Hilfen für das Bad

Badewannenlifter  
Badewannensitze & Zubehör  
Duschhocker & Duschsitze

### Badewannenlifter Nova

Art. Nr. W48/195 (ohne Bezug), Bezug: Art. Nr. 48/200

Ein leichter und sicherer Badelift mit abnehmbarer Rückenlehne für uneingeschränktes Eintauchen. Die ergonomische Rückenstütze unterstützt die Wirbelsäule, während stabile Zahnstangen für einen sicheren Hebevorgang sorgen. Mit 48 cm Sitzhöhe ohne zusätzlichen Adapter, leicht zu zerlegen und einfach zu reinigen.

- Material Kunststoff
- Sitzhöhe 6,5-48 cm einstellbar
- Sitzfläche (B x T) 38 x 52,5 cm
- Länge 102 cm
- Breite 70 cm
- Inklusive Fernbedienung
- Rückenlehne mit Neigung bis 50°
- Gewicht 9,9 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Weiß/Blau

Auslieferung  
ohne Bezug, Bezug-  
set extra bestellbar,  
5 Jahre Garantie



### Transferhilfen Vitaturn L

Art. Nr. W48/199

Dreh- und Übersetzhilfe für Badewannenlifte, erleichtert das Ein- und Aussteigen aus der Badewanne sowie das sichere Drehen auf dem Badelift. Die rutschfeste, weiche Sitzfläche sorgt für Komfort und Sicherheit, die innovative Konstruktion verhindert ein Lösen des Drehtellers. Hautfreundlich, leicht zu reinigen, spülmaschinengeeignet bis 60 °C.

- Durchmesser: 323 mm
- Grundplatte: 520 x 300 mm
- Höhe: 19 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- Max. Belastung: 140 kg
- Farbe: Weiß/Grau



## Badewannensitz Basic

Art. Nr. W31/1859

Der Aluminium-Badewannensitz mit Rückenlehne bietet eine komfortable Unterstützung bei der täglichen Hygiene in der Badewanne. Zur optimalen Anpassung an die Badewanne können die Auflagen in der Breite verstellt werden.



- Material Aluminium und Kunststoff
- Maße (H x B x T) 49 x 73-85 x 46 cm
- Sitzfläche (B x T) 40,5 x 40,5 cm
- Rückenlehne abnehmbar
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 3,1 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß



## Drehbarer Badewannensitz

Art. Nr. KKW31/1938

Der Badewannensitz ist um 360 Grad drehbar (Sperrfunktion alle 90 Grad) und hat einen ergonomischen Sitz mit schnellem Wasserablauf. Der Anti-Rutsch-Gummipuffer ermöglicht eine sichere Anwendung.



- Material Kunststoff, beschichteter Strahlrahmen
- Großer Sitz (B x T) 45 x 40 cm
- Gewicht 6,4 kg
- 360 Grad drehbar, Arretierung alle 90°
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Hellgrau



## Badebrett

Art. Nr. 68x35cm KKW31/2956; XL 73x35cm KKW31/3100

Das Badebrett ist aus einem leicht abwaschbaren Kunststoff und hat eine rutschsichere Sitzfläche. Es ist an die Wannenbreite anpassbar sowie einfach ohne Werkzeug zu montieren.

Auch als XL Version erhältlich!



- Material Kunststoff
- 2 Größen: 68 x 35 cm; XL 73 x 35 cm
- Mit Griff
- Gewicht 2,1 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß und Rot



## Sicherheits-Duschmatte

Art. Nr. 31/1112

Die Sicherheits-Duschmatte verhindert zuverlässig das Ausrutschen in der Dusche. Die rutschhemmende Oberfläche und die starken Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt.

- Material Kunststoff
- Maße (B x T) 56 x 56 cm
- Maße (B x T) 57 x 35 cm
- Maße (B x T) 76 x 35 cm
- Maße (B x T) 91 x 35 cm
- Maße (B x T) 94,5 x 35 cm
- Waschbar 40° C
- viele Farben



viele Farben



## Badewannen-Einstiegsgriff

Art. Nr. 31/438

Der Badewanneneinstiegsgriff bietet eine sichere Hilfe zum Einstieg in die Badewanne. Er kann einfach montiert werden und passt auf alle handelsüblichen Badewannen mit einer Randstärke von 4-9,5 cm.

- Material Stahlrohr
- Höhe 46 cm
- Breite 50 cm
- Griffhöhe über Rand 16 cm
- Rostschutzbehandelt
- Gewicht 1,1 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß



## Body-Creamer

(Bordeaux) Art. Nr. 31/147, (Blau) Art. Nr. 31/1454, (Weiß-Mint) Art. Nr. 31/1456

Der Body-Creamer bietet eine Hilfe beim Eincremen und massiert zugleich. Zusätzlich erleichtert der Body-Creamer das Erreichen aller Körperzonen. Alle Teile sind spülmaschinenfest.

- Material Kunststoff
- Farben Bordeaux, Blau, Weiß-Mint



Bordeaux, Blau, Weiß-Mint



## Duschhocker mit Hygieneausschnitt

Art. Nr. W31/1860

Der Duschhocker hat einen Hygieneausschnitt vorne, ist mit einem Gewicht von 2 kg sehr leicht und in der Höhe verstellbar.

- Material Kunststoff (Sitzfläche) und Aluminium (Untergestell)
- Ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar 34-44 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 52 cm
- Anti-Rutsch-FüÙe für sicheren Stand
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 2 kg
- Max. Belastbarkeit bis 150 kg
- Farbe Weiß, Blau



## Duschhocker mit Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1636

Der Duschhocker hat vorne einen Hygieneausschnitt, ist mit einem Gewicht von 1,6 kg sehr leicht und in der Höhe verstellbar.

- Material Kunststoff (Sitzfläche) und Aluminium (Untergestell)
- Sitzhöhe 45-55 cm
- Sitzfläche (Ø) 38 cm
- Gesamtbreite 48 cm
- Anti-Rutsch-FüÙe für sicheren Stand
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 1,6 kg
- Max. Belastbarkeit 180 kg
- Farbe Weiß, Blau



## Duschhocker mit Hygieneausschnitt und Armlehnen

Art. Nr. 31/2826

Der Duschhocker mit Hygieneausschnitt und Armlehnen bietet eine komfortable Hilfe beim Duschen. Durch seine Stahlrohrkonstruktion ist er besonders stabil und bis zu 150 kg belastbar.

- Sitzfläche aus weißem Kunststoff mit Hygieneausschnitt
- Sitzhöhe 39-54 cm
- Sitzfläche (B x T) 46 x 33,5 cm
- Anti-Rutsch-FüÙe für sicheren Stand
- Gewicht 2,57 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß



## Dreiecksduschhocker

Art. Nr. 31/2123

Der Dreieckshocker ist ein einfacher und sicherer Duschhocker. Er hat ein geringes Gewicht von 1,7 kg und ist dennoch stabil. Seine strukturierte Oberfläche sowie die GummifüÙe sorgen für die nötige Sicherheit in der Dusche. Durch seine außergewöhnliche Form kann der Dreieckshocker platzsparend verstaut werden.



- Material Leichtmetall und Kunststoff
- Sitzhöhe 7-fach verstellbar 42-59 cm
- Sitzfläche (B x T) 37 x 37 cm
- Gewicht 1,7 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß



42-59 cm



37 cm



37 cm



1,7 kg



150 kg



Weiß

## Duschhocker mit Drehscheibe

Art. Nr. 31/2068

Der Duschhocker zeichnet sich durch seine drehbare Sitzfläche aus. Er erleichtert die tägliche Hygiene, hat eine hautfreundliche Beschichtung und ist leicht zu reinigen.



- Material Leichtmetall und Kunststoff
- Sitzhöhe 42,5-52,5 cm
- Sitzfläche drehbar (Ø) 30,5 cm
- Gewicht 1,94 kg
- Max. Belastbarkeit 110 kg
- Farbe Blau-Weiß



42,5-52,5 cm



33,5 cm



33,5 cm



1,94 kg



110 kg



Blau-Weiß

## Duschsitz mit Rückenlehne und Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1957

Der Duschsitz mit abnehmbarer Rückenlehne sowie einem Hygieneausschnitt dient als Sitzhilfe in der Dusche und ist durch sein geringes Gewicht einfach zu manövrieren.

- Material Kunststoff und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Sitzhöhe 5-fach höhenverstellbar 43-53 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 36 cm
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 3 kg
- Max. Belastbarkeit 135 kg
- Farbe Weiß



84 cm



43 cm



51 cm



3 kg



135 kg



Weiß



## Duschsitz mit Arm- und Rückenlehne sowie Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1958

Der faltbare Duschsitz mit Arm- und Rückenlehne sowie einem Hygieneausschnitt ist die optimale Unterstützung für den Transport und bei der sitzenden Körperpflege in der Dusche.



Faltbar

- Material Kunststoff und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Sitzhöhe 5-fach höhenverstellbar 42-52 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 41 cm
- Faltbar
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 3,8 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß



## Duschklappsitz mit Hygieneausschnitt

Art Nr. KKW31/1800

Der praktische Duschklappsitz passt in jede Dusche, ist hochklappbar und einfach an der Wand zu montieren. Er bietet eine flexible Sitzhilfe beim Duschen.



Montage NICHT inkludiert

- Material Kunststoff, pulverbeschichtetes Aluminium
- 4-fach in der Höhe verstellbar 50-60 cm
- Sitzfläche (B x T) 40 x 40 cm
- Gesamtbreite 54 cm
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 5 kg
- Max. Belastbarkeit 110 kg
- Farbe Weiß



Notizen:

---



---



---



---



---



---



---



---

# 03

## Hilfen für die Toilette

Dusch- und Toilettstühle  
Toilettstuhlerhöhungen  
Toilettstützgestelle  
Zimmertoilettstühle

### Dusch- und Toilettstuhl fahrbar

Art. Nr. W31/1134

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl verfügt über einen weißen Aluminiumrahmen, 5“-Räder mit Feststellbremsen sowie weiche PUR-Polster an Sitz, Rücken und klappbaren Armlehnen. Höhenverstellbare, abnehmbare Fußstützen sowie WC-Eimer und Deckel sind inklusive. Optional sind größere 24“-Antriebsräder erhältlich.



- Material Stahl und Kunststoff
- Sitzhöhe 50-55 cm
- Sitzfläche (B x T) 45 x 43 cm
- Klappbare Armlehnen und abnehmbare Fußstütze
- 2 Räder mit Feststellbremse
- Überfahrbare Höhe 43-48 cm
- Gewicht 13 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß/Schwarz

96-101 cm | 56 cm | 93 cm | 13 kg | 150 kg | Weiß/Schwarz

### Dusch- und Toilettstuhl Adaptiv

Art. Nr. W31/1249

Der Dusch- und Toilettstuhl besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium. Er hat klappbare Armlehnen, die Fußstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar. Der feste Rückenpolster ist aus weichem Kunststoff und alle 4 Räder sind mit Festell-Bremsen ausgestattet.



- Material Aluminium und Kunststoff
- Sitzhöhe verstellbar 50-55 cm
- Sitzfläche (B x T) 50 x 43 cm
- Inklusive Eimer, Deckel und Sitz-Abdeckung
- Überfahrbare Höhe 42-47 cm
- Gewicht 13,5 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß-Schwarz

96-101 cm | 61 cm | 93 cm | 13,5 kg | 150 kg | Weiß-Schwarz

## Toiletsitzerhöhung Basic

Art. Nr. W31/2072

Die ergonomische Toiletsitzerhöhung besteht aus weichem Kunststoff. Durch die Erhöhung des Toilettensitzes um 11 cm werden das Hinsetzen sowie das Aufstehen vereinfacht und die Gelenke entlastet. Auf Anfrage mit Deckel erhältlich.

Auch als  
XL Version  
erhältlich!

- Material Kunststoff
- Höhe 11 cm
- Innenmaß (B x T) 25 x 21 cm
- Kann auf allen gängigen WC-Becken montiert werden
- Montage ohne Werkzeug
- Hygieneausschnitt vorne
- Gewicht 1,2 kg
- Max. Belastbarkeit 185 kg
- Farbe Weiß



## Toiletsitzerhöhung Basic II

Art. Nr. KK31/1238

Die ergonomische Toiletsitzerhöhung zeichnet sich durch ihre besonders hohe Belastbarkeit von 225 kg aus. Sie ist ästhetisch ansprechend sowie einfach zu montieren und eignet sich optimal für moderne Bäder.

- Material Kunststoff
- Höhe 10 cm
- Spezielle Befestigungsdrehschrauben für hohe Stabilität
- Hygieneausschnitt vorne
- Kann auf allen gängigen WC-Becken montiert werden
- Gewicht 1,6 kg
- Max. Belastbarkeit 225 kg
- Farbe Weiß



Auch als  
XL Version  
erhältlich!



## Toilettstützgestell

Art. Nr. W31/2061

Das Toilettstützgestell wird einfach über die Toilette gestellt, erleichtert somit das Hinsetzen und das Aufstehen von der Toilette.

- Material pulverbeschichteter Stahlrahmen
- Höhe verstellbar 65-79 cm
- Breite verstellbar 61-65 cm
- Tiefe 47,5 cm
- Mit gepolsterten Griffen
- Gewicht 4,9 kg
- Max. Belastbarkeit 138 kg
- Farbe Blau-Weiß



## Toilettitzerhöhung mit Armlehne

Art. Nr. W31/1951

Die Toilettitzerhöhung eignet sich besonders gut zum Überwechseln aus einem Rollstuhl. Die hochklappbaren Armlehnen werden dabei einfach nach hinten geklappt.



- Material Kunststoff
- Sitzhöhe 3-fach in der Höhe verstellbar 6/10/13,5 cm
- Inklusive Deckel
- Gewicht 5,7 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß



## Toilettiszauflage weich

Art. Nr. 31/1543

Die weiche Toilettiszauflage kann auf alle normalen Toiletten montiert werden, ist leicht sowie einfach mit warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu reinigen.



- Material Kunststoff
- Maße (H x B x T) 4 x 37,5 x 43,5 cm
- Sitzöffnung (B x T) 22 x 27,5 cm
- Gewicht ca. 1 kg
- Max. Belastbarkeit 190 kg
- Farbe Weiß, Schwarz



## Flächendesinfektionstücher

Art. Nr. 46/389

Die Flächendesinfektionstücher eignen sich hervorragend zum Desinfizieren von großen Flächen. Unkomplizierte, materialschonende Schnell-Desinfektion (auch für Displays, Tastaturen, Sanitärbereich). 120 Stück, wiederverschließbar, gebrauchsfertig, aus reißfestem PET-Vlies.



## Saug-Haltegriffe

(Länge 35 cm) Art. Nr. 31/885, (Länge 50 cm) Art. Nr. 31/1045

Der Saug-Haltegriff ist das ideale Hilfsmittel für zu Hause. Er lässt sich einfach ohne Schrauben auf glatten Oberflächen montieren und ist somit auch gut für unterwegs geeignet. Erhältlich in 35 cm oder 50 cm Länge.



## Haltegriff mit Saugknopf

Art. Nr. 31/2065

Der Saugknopf-Haltegriff besteht aus zwei Griffen, die miteinander verbunden sind. Dadurch kann der Winkel der Griffe individuell eingestellt werden. Durch die Vakuumsaugnäpfe kann er schnell und einfach ohne Werkzeug montiert werden.



## Haltegriff mit Montage

32 cm: Art. Nr. 31/2618; 40 cm: Art. Nr. 31/2619; 45 cm: Art. Nr. 31/2620; 60 cm: Art. Nr. 31/2621

Die Griffe werden mittels Schrauben an der Wand befestigt (40 mm Abstand) und dienen der besseren Stabilität. Der geriffelte Griff ermöglicht einen guten Griff, auch mit nassen Händen. Erhältlich in vier Ausführungen: 32, 40, 45, 60 cm.



## Zimmer-Toilettstuhl aus Holz

(Nussbraun) Art. Nr. KKW31/621, (Buche-Natur) Art. Nr. KKW31/622

Ein einfacher und robuster Toilettstuhl aus Holz mit einer gepolsterten Sitzfläche aus Kunstleder.



- Material Holz
- Sitzfläche gepolstert aus Kunstleder
- Sitzhöhe 47 cm
- Breite 60 cm
- Inklusive Toiletteneimer
- Gewicht 7,3 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Buche Natur, Nussbraun



## Zimmer-Toilettstuhl aus Metall

Art. Nr. KKW31/2062

Der Toilettstuhl zeichnet sich durch seinen Komfort sowie seine Sicherheit und Stabilität aus. Er hat eine große weiche Sitzfläche sowie Rückenlehne und einen abnehmbaren Eimer.

- Material Kunststoff und Stahl
- Sitzhöhe 52 cm
- Sitzfläche (B x T) 51,5 x 40 cm
- Gewicht 7 kg
- Sitzfläche, Rückenteil und Armauflagen gepolstert
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Ocean

Auch als  
XL Version  
erhältlich!



## Zimmertoilettstuhl fahrbar

Art. Nr. 31/2471

Der fahrbare Toilettstuhl zeichnet sich durch seine Sicherheit und Stabilität aus. Durch seine gepolsterte Sitzplatte, seine abschwenkbaren Armlehnen und seine abnehmbaren sowie schwenkbaren Fußstützen bietet er zusätzlichen Komfort.



Auch als  
XL Version  
erhältlich!

- Material Rundstahlrohr
- Sitzhöhe 52 cm
- Sitzfläche (B x T) 44 x 43 cm
- Gewicht 14 kg
- Feststellbare Bremsen an den Hinterrädern
- Max. Belastbarkeit 130 kg



## Weichsitzauflage für Toilettstuhl

Art. Nr. 31/610

Die Weichsitzauflage passt auf fast alle fahrbaren Toilettstühle, ist bequem und leicht zu reinigen.



- Material Kunststoff
- Höhe 3 cm
- Sitzfläche (B x T) 43 x 43 cm
- Öffnung 30 cm Durchmesser
- Farbe Schwarz



## Zimmertoilettstuhl Deluxe

Art. Nr. 31/2228

Der fahrbare Toilettstuhl zeichnet sich durch sein exklusives Design, seine Sicherheit und Stabilität aus. Durch seine gepolsterte Sitzplatte, seine hochschwenkbaren Armlehnen, seine abnehmbaren Schiebegriffe und die rückklappbare Fußstütze bietet er zusätzlichen Komfort.



- Material Rundstahlrohr
- Sitzhöhe 51 cm
- Sitzfläche (B x T) 47,5 x 40 cm
- Gepolsterte Sitzplatte
- Zwei feststellbare Bremsen
- Gewicht 13,5 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Ocean



## Gel-Sitzkissen mit Toilettenöffnung

Art. Nr. 34/63

Das Sitzkissen besteht aus 2 cm Gel, hat einen undurchlässigen Bezug und ist an der Unterseite rutschhemmend.



- Material Kunststoff
- Sitzfläche (B x T) 41 x 41 cm
- Max. Belastbarkeit 90 kg
- Farbe Dunkelblau



## Hygienebeutel für Zimmer-WC

Art. Nr. 31/1714

Der Superabsorber nimmt Flüssigkeit auf und hilft unangenehme Gerüche zu vermeiden. Mit einem Zugband kann der Beutel mit einem Handgriff verschlossen und hygienisch entsorgt werden. 20 Beutel inklusive Superabsorber pro Packung.



## Geruchs- und Fleckentferner

Art. Nr. 31/1241

Der Geruchs- und Fleckentferner (750 ml) entfernt alle Urinflecken und Uringerüche dauerhaft. Kann auf Teppichen, Polstern, Möbeln, Sanitäreinrichtungen, Holz und Bettwäsche angewendet werden.



Notizen:

---



---



---



---



---



---



---




---

# 04

## Hilfen rund um das Bett

Pflegebetten & Zubehör  
Matratzen

Auch zur Miete bzw. Miete mit Kaufoption möglich



### Dali Econ Low – Das preiswerte Pflegebett

(Ankauf) Art. Nr. 44/91, (Miete) Art. Nr. 44/13

Das Pflegebett Dali ist äußerst stabil konstruiert und meistert alle Herausforderungen im Pflegealltag. Es lässt sich schnell sowie einfach ohne Werkzeug auf- und abbauen. Ein Aufrichter sowie eine Handfernbedienung sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Zur Miete bzw. Miete mit Kaufoption möglich

- Liegefläche (L x B) 200 x 90 cm
- Liegehöhe von 32-72 cm elektrisch verstellbar, ohne Matratze
- Seitensicherungsschutzhöhe 37 cm
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar
- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor
- Max. Belastbarkeit 185 kg
- Farbe Buche Natur

### Zubehör optional

- 1 Aufstehhilfe
- 2 Serviertablett
- 3 Softcover für Seitensicherung
- 4 Schaumlederbezug
- 5 Leselampe
- 6 Wandabweisrollen
- 7 Füllpolster



## Dali Style Low – Das praktische Pflegebett

(Ankauf) Art. Nr. 44/97

Das Pflegebett Dali Style Low vermittelt durch seinen Holzumbau im Buche-Dekor ein sehr wohnliches Ambiente. Das Pflegebett zeichnet sich durch seinen niedrigen Einstieg von nur 32 cm aus. Ein Aufrichter sowie eine Handfernbedienung sind im Lieferumfang enthalten (viele Optionen sind zusätzlich bestellbar).



- Liegefläche (L x B) 200 x 90 cm
- Liegehöhe von 32-72 cm elektrisch verstellbar
- Seitensicherungsschutzhöhe 37 cm
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar
- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor
- Max. Belastbarkeit 185 kg
- Farbe Buche Natur



## Dali Style Low-Entry – Extra niedrig

(Ankauf) Art. Nr. 44/138

Dali Style Low-Entry versteht sich als Niedrigbett zur Sturzprophylaxe ohne dabei das Freiheitsgefühl zu entziehen. Der Holzumbau in Buche-Dekor sorgt, in seiner Optik, für ein wohnliches Ambiente. Ein Aufrichter sowie eine Handfernbedienung sind im Lieferumfang enthalten (viele Optionen sind zusätzlich bestellbar).



- Liegefläche (L x B) 200 x 90 cm
- Liegehöhe von 23-63 cm (ohne Matratze)
- Seitensicherungsschutzhöhe 37 cm
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar
- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor
- Max. Belastbarkeit 175 kg
- Farbe Buche Natur



## Stockhalter / Betterhöher

Art Nr. 31/2234 (Stockhalter), Art. Nr. 31/2273 (Betterhöher)

Der praktische Stockhalter ist einfach zu montieren und ist sowohl für Gehstöcke als auch für Gehhilfen geeignet. Mit einer Schraubzwinde kann der Stockhalter problemlos an jeder Platte mit maximal 3 cm Stärke befestigt werden. Halterungen für Rohr Ø 20-30 mm, Länge der Schiene 20 cm, Tiefe der Schiene 4 cm.

Mithilfe der Betterhöher aus Kunststoff kann jedes Möbelstück zur Pflegehilfe umfunktioniert werden. Die sechs Einstellstufen erweitern die Funktionen von Betten, Tischen, Stühlen etc. Max. Belastbarkeit 540 kg, Set bestehend aus 4 verschiedenen Stück.



## Lippe IV – Betteinlegerahmen

(190x90) Art. Nr. 44/74, (200x90) Art. Nr. 44/30, (190x100) Art. Nr. 44/93, (200x100) Art. Nr. 44/94

Der Einlegerahmen Lippe IV lässt sich schnell und einfach in ein bereits vorhandenes Bett einbauen. Mit seinem Komfort und der Verstellbarkeit in der Höhe von 29 bis 74 cm bietet der Einlegerahmen alle Vorzüge eines modernen Pflegebettes. Der Lippe IV passt mit Breiten von 90 bis 100 cm und Längen von 190 bis 200 cm in fast jedes Bett. Durch das serienmäßig enthaltene 24-Volt-Antriebssystem sinken die Stromkosten spürbar und die Sicherheit des Bewohners erhöht sich.

**Bettkasten nicht im Lieferumfang enthalten!**



Auch als  
**XL Version**  
erhältlich!

### Ausführungen

- 190 x 90 cm
- 200 x 90 cm
- 190 x 100 cm
- 200 x 100 cm

- Sondermaße:**
- 200 x 80 cm
  - 190 x 80 cm

- Standardgröße für Bett 200 x 90 cm, Sondergrößen erhältlich
- Liegehöhe von 29-74 cm elektrisch verstellbar
- Max. Belastbarkeit 200 kg
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar
- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung



## Nachttisch Buche

Art Nr. 44/28

Den Nachttisch zeichnen eine langlebige Qualität, flexible Einsatzmöglichkeiten und ein reduziertes Design aus. Der Nachttisch hat eine ausklappbare Tischplatte, bietet viel Platz zum Verstauen von persönlichen Gegenständen und kann von beiden Seiten genutzt werden.



- Material Holz, Kunststoff beschichtet
- Maße (L x B x H) 55 x 45 x 89 cm
- Maße mit Tischplatte (L x B x H) 55 x 119,5 x 89 cm
- Mit 4 feststellbaren Rollen
- Große Schubladen
- Farbe Buche Natur



## Infusionsständer

Art. Nr. W31/2060

Der fahrbare Infusionsständer ist stabil, leicht zu bewegen und dank Bremsrollen sicher positionierbar. Er ist höhenverstellbar, robust und vielseitig einsetzbar. Mit zwei oder vier Haken eignet er sich ideal für Infusionen sowie zur Unterstützung von Pumpen und Kontrollgeräten.

- Material Stahlrohr, pulverbeschichtet
- Maße Höhe ca. 128-230 cm, Fußdurchmesser ca. 55 cm
- Gewicht ca. 4 kg
- Aufhängung Flaschenkreuz mit 4 Haken
- 5-Fuß-Fahrgestell
- Leichtlaufrollen mit integrierten Bremsen
- Stufenlos verstellbar
- Farbe Blau



## Patientenlifter Birdie Evo Compact

Art. Nr. W48/71

Dieser kompakte Patientenlifter eignet sich ideal für die häusliche Pflege und enge Räume. Er ermöglicht einen sicheren Transfer bei einer Belastbarkeit von max. 150 kg. Alle Modelle sind ohne Werkzeug auf- und zusammenklappbar, hochkant lagerbar und bei Bedarf in zwei Teile zerlegbar – besonders leicht (31 kg) und einfach zu transportieren.



- Fahrgestelllänge 108 cm
- Höhe Lifter 53-159 cm
- Höhe gefaltet 45,5 cm
- Breite Lifter 52-81,5 cm
- Gewicht 31 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Bedienung mittels Fernbedienung und Fußhebel
- Notabsenkung als Sicherheitsfunktion



## Bettgalgen

Art. Nr. KKW31/3007

Der Bettgalgen bietet die optimale Hilfe beim Aufrichten im Bett und aus der Liegeposition in eine Sitzposition. Der Dreieckgriff ist höhenverstellbar und verschiebbar.



- Material Stahlrohr
- Gesamthöhe 176 cm
- Standfläche (B x T) 75,5 x 82,5 cm
- Gewicht 11 kg
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Grau

## Bettgalgen Tom

Art. Nr. KKW31/1937

Der Bettgalgen ermöglicht das Aufrichten von der Liege- in die Sitzposition. Durch die besondere U-Form kann der Galgen individuell platziert werden. Der Griff ist in seiner Höhe verstellbar.




- Material Stahlrohr
- Gesamthöhe 180 cm
- Standfläche (B x T) 78 x 72 cm
- Gewicht 9,8 kg
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Weiß

# Standard-Prophylaxe Matratze

Art. Nr. 44/36

Die Standardmatratze eignet sich besonders gut als druckentlastende Prophylaxe-Matratze. Sie hat einen hyperelastischen Schaumkern mit Längsschnitten und einen mit einem Reißverschluss abnehmbaren PU-Bezug.



## Erhältliche Maße:

- 200 x 90 x 12 cm
- 200 x 100 x 12 cm


- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 12 cm
- Abnehmbarer PU-Textil-Bezug
- Bezug waschbar bis zu 95°
- Max. Belastbarkeit 120 kg



# Anti-Dekubitus-Therapie- Matratze

(200x90) Art. Nr. 44/27, (200x100) Art. Nr. 44/106

Die Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze hat einen hyperelastischen 2-schichtigen-Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten. Sie ist atmungsaktiv, wasserdicht und Desinfektionsmittel beständig.



## Erhältliche Maße:

- 200 x 90 x 14 cm
- 200 x 100 x 14 cm


- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 14 cm
- PU-Textil-Bezug
- Geeignet bis Dekubitus Stadium 3
- Bezug waschbar bis zu 95°
- Min. Belastbarkeit 20 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



# Anti-Dekubitus- Schwerlastsystem

(200x90) Art. Nr. 44/50, (200x120) Art. Nr. 44/83, (200x140) Art. Nr. 44/81

Das Anti-Dekubitus-Therapie-Schwerlastsystem hat einen 3-schichtigen-Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten. Die Lüftungskanäle sorgen für ein optimales Mikroklima.



## Erhältliche Maße:

- 200 x 90 x 18 cm
- 200 x 100 x 18 cm
- 200 x 120 x 18 cm
- 200 x 140 x 18 cm
- 220 x 120 x 18 cm


- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 18 cm
- Abnehmbarer PU-Textil-Bezug
- Geeignet bei Querschnittslähmung und Dekubitus Stadium 4
- Waschbar bis zu 95°
- Min. Belastbarkeit 40 kg
- Max. Belastbarkeit 250 kg



# Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze Hyper Foam 2

Art. Nr. 44/88

Die Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze Hyper Foam 2 eignet sich zur Prophylaxe und Behandlung von Druckgeschwüren bis Grad IV. Sie besitzt einen zweiteiligen Schaumstoffkern mit verstärkten Randzonen für optimale Druckentlastung. Der atmungsaktive PU-TEX-Bezug ist hautfreundlich und bis 95°C waschbar.




- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 15 cm
- Geeignet für Prophylaxe und bis Dekubitus Stadium 4
- PU-Textil-Bezug
- Waschbar bis zu 95°
- Max. Belastbarkeit 150 kg

 15 cm    
  90 cm    
  200 cm    
  150 kg

# Würfelmattmatratze

Art.Nr. W44/62

Der einzigartige Würfelschnitt begünstigt die Anpassungsfähigkeit der Matratze in Schulter- und Beckenbereich und führt zu einer besseren Durchlüftung. Der Unterbau und die Randzonen bieten Stabilität und erleichtern das Aufstehen. Zwei kombinierte Schaumstoffschichten sorgen für ein erhöhtes Wohlbefinden. Die Matratze ist auch für Allergiker und Dekubitus bis Stadium 2 geeignet.



- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 12 cm
- Geeignet für Prophylaxe und bis Dekubitus Stadium 2
- PU-Textil-Bezug
- Bezug waschbar bis 95°
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Anti-Dekubitus-System

 12 cm    
  90 cm    
  200 cm    
  130 kg



Notizen:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 05 Rollstühle

Standardrollstühle  
Leichtmetallrollstühle  
Transportrollstühle  
Aufrichterollstühle  
Multifunktionsrollstühle  
Aktivrollstühle & Scooter  
Elektrollstühle

## Standardrollstuhl

Art. Nr. 23/152

Der Standardrollstuhl ist ein einfacher Rollstuhl in der Standardversorgung für drinnen und draußen. Durch die Duo-Seitenteile und die Radstandsverlängerung kann er optimal angepasst werden. Auf Wunsch auch mit Trommelbremse lieferbar.

- Sitzhöhe verstellbar 47-51 cm (vorne) und 44-46 cm (hinten)
- Verschiedene Sitzbreiten 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm erhältlich
- Sitztiefe 42 cm
- Radstandsverlängerung
- Seitenteile und Beinstützen schwenkbar/abnehmbar
- Gewicht 19 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Silber

XL-Version  
erhältlich!



## Leichtmetallrollstuhl Basic

Art. Nr. 23/6553

Der moderne Leichtmetallrollstuhl zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht aus. Durch die längen- und höhenverstellbaren Seitenteile sowie die winkelverstellbaren Fußplatten bietet er ein hohes Maß an Flexibilität. Auf Wunsch auch mit Trommelbremse erhältlich.

- Sitzhöhe verstellbar 42,5-50 cm (vorne) und 40,7-47,5 cm (hinten)
- Verschiedene Sitzbreiten 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm erhältlich
- Sitztiefe verstellbar 40-44 cm
- Gewicht 14,2 kg
- Beinstützen und Seitenteile schwenkbar/abnehmbar
- PU-Bereifung, passive Beleuchtung und Nylon Bezug
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Blau-, Silbermetalllic

XL-Version  
erhältlich!



## Leichtmetallrollstuhl Freetec

Art. Nr. 23/9496

Der Leichtmetallrollstuhl überzeugt durch seine dreifache Sitzhöhereinstellung und umfangreiches Zubehör. Armauflagen, Fußplatten, Schiebegriffe und Beinstützen lassen sich stufenlos einstellen. Optional ist er auch mit Trommelbremse erhältlich.



- Sitzhöhe 45-50 cm
- Verschiedene Sitzbreiten 38, 41, 43, 45, 48, 50, 52, 54 cm erhältlich
- Sitztiefe 43-50 cm
- Rückenlehnenbreite 38,5-48,5 cm
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Rückenlehnenhöhe & Tiefe verstellbar
- Gewicht 18 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Silber



## Transportrollstuhl

Art. Nr. W23/6745

Der Transportrollstuhl ist der ideale Begleiter im Freien oder zu Hause. Er ist leicht, wendig, faltbar und mit einer Doppelfunktionsbremse ausgestattet.



- Sitzhöhe 49 cm
- Sitzbreite 42 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Inklusive Ankipphilfe und Beckengurt
- Wegschwenkbare- und abnehmbare Beinstützen
- Doppelfunktionsbremse
- Fußplatten hochschwenkbar
- Gewicht 12 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Blau



## Aufrichterrollstuhl

Der wendige Aufrichterrollstuhl kombiniert manuelles Fahren mit hohem Sitzkomfort und einer integrierten elektrischen Stehfunktion. Er ermöglicht stufenloses Aufstehen und Positionieren.



- Erhältlich in verschiedenen Sitzhöhen 48-57 cm
- Sitzbreiten 35-50 cm
- Sitztiefen 29-57 cm
- Stehfunktion bis zu 86°
- Gewicht 25-26 kg
- Fußauflagen in Höhe und Winkel verstellbar
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Rahmenfarbe Blau, Rot, Gelb, Platin oder Schwarz



## Multifunktionsrollstuhl Netti 4U

Leicht, schmal und einfach zu manövrieren – ideal für enge Innenräume und den Transport im Auto. Ausgestattet mit einem ergonomischen Sitzkissen für eine stabile Sitzposition und einem pflegeleichten Easy Care Bezug. Der Rollstuhl eignet sich ideal für Pflegeeinrichtungen und ist dank seiner Vielseitigkeit sowohl für ältere als auch für jüngere Menschen bestens geeignet.



- Sitzhöhe 44-50 cm
- Sitzbreite 40, 45, 50 cm
- Sitztiefe 42,5-50 cm
- Rückenwinkel 92°-137°
- Gewicht ab 28 kg
- Max. Belastbarkeit 135 kg
- Rahmenfarbe Blau



## Elektro-Rollstuhl Juvo B5

Der elektrische Multifunktionsrollstuhl Juvo zeichnet sich durch seine einfache Bedienbarkeit und seine hervorragende Manövrierbarkeit aus. Der Elektrorollstuhl ist für mehr Flexibilität optimiert. Mit Heck-, Mittelrad- und Frontantrieb sind 3 verschiedene Antriebsarten erhältlich.



- Sitzhöhe 41-57 cm
- Sitzbreite verstellbar 34-56 cm
- Sitztiefe verstellbar 34-58 cm
- Rückenwinkel von 0°-30°
- Geschwindigkeit 6/7,2/10/14 km/h
- Reichweite 25-45 km
- Gewicht 120 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Rahmenfarben Anthrazit, Weiß, Schwarz, Grün



## Elektro-Rollstuhl Compact

Der Elektro-Rollstuhl ist durch sein extra kompaktes Design für die Nutzung im Innenbereich und durch seine hohe Stabilität und Leistung auch für die Nutzung im Außenbereich geeignet. Smartes Design und intelligente Optionen runden seine Ausstattung ab.



- Sitzhöhe 47 cm
- Sitzbreite verstellbar 43-50 cm
- Sitztiefe verstellbar 41-51 cm
- Rückenwinkel 0°/4°/8°/12°
- Geschwindigkeit 6 km/h
- Reichweite 30 km
- Gesamtgewicht 98 kg
- Max. Belastbarkeit 136 kg
- Rahmenfarbe Schwarz



## Scooter Eris

Dieses Elektromobil bietet Komfort und Funktionalität für kurze Strecken und Einkäufe. Es verfügt über einen drehbaren Sitz mit Sitztiefeinstellung und verstellbarer Rückenlehne. Für mehr Sicherheit sorgen Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeige und Rückspiegel. Ein praktischer Einkaufskorb ergänzt die Ausstattung für mehr Komfort und Alltagstauglichkeit.

- Maße (L x B x H):  
118,5 x 57 x 115 cm
- Sitzhöhe 45-50 cm
- Batterien 2 x 12V – 50Ah
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Reichweite ca. 37 km (10 km/h) /  
ca. 45 km (6 km/h)
- Gewicht 75 kg
- Rahmenfarben Rot, Silber, Beige,  
Dunkelgrau



## Aktivrollstuhl Compact

Den Aktivrollstuhl Compact zeichnen seine einfache Handhabbarkeit für Anwender mit reduzierten Kräften, seine hervorragenden Fahreigenschaften sowie seine Sicherheit und Stabilität aus. Der Rollstuhl ist auch für Hemiplegiker geeignet.

- Sitzhöhe verstellbar 38-53 cm  
(vorne), 38-50 cm (hinten)
- Sitzbreite 28-50 cm
- Sitztiefe 32-50 cm
- Rückenwinkel 82°, 86°, 90°, 94°,  
98° und 102°
- Rückenhöhe einstellbar 30-51 cm
- Beinstützen abnehmbar
- Gewicht 11 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Braun-Metallic



## Aktivrollstuhl Ultra Light

Der Ultra-Light ist ein leichter und kompakter Aktivrollstuhl, der sich besonders durch seine einfache Handhabung auszeichnet. Der Rollstuhl ist wendig sowie reaktionsfreudig. Optional ist eine faltbare Rückenlehne erhältlich.

- Sitzhöhe 38-54 cm (vorne) und  
36-50 cm (hinten)
- Sitzbreite 36-48 cm
- Sitztiefe 34-48 cm
- Rückenhöhe einstellbar 30-47 cm
- Gewicht 9,2 kg
- Rückenwinkel 76°/81°/85°/90°/94°
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Schwarz-Rot



## Zusatzantrieb e-fix

Art Nr. 23/6566

Mit dem Zusatzantrieb e-fix kann durch einen einfachen Umbau ein elektrischer Antrieb für manuelle Rollstühle nachgerüstet werden. Der Motor ist in der Radnabe integriert. Die Räder können weiterhin ohne Werkzeug auf- und abgesteckt werden.



- Radgrößen 22"/24" Zoll
- Reichweite 16 km
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Einfaches Aufstecken und Abnehmen der Räder ohne Werkzeug
- Kippstützen für zusätzliche Sicherheit
- Inklusive Bediengerät, Akku und Ladegerät
- Gewicht 19,3 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg



## Zusatzantrieb e-motion

Art Nr. 23/7518

Die integrierten Elektromotoren unterstützen wirkungsvoll die Anschubbewegung des Rollstuhlfahrers. Bereits mit geringem Kraftaufwand ist es möglich längere Strecken und Steigungen zu meistern.



- Radgrößen 22"/24"/26" Zoll
- Reichweite 25 km
- Max. Geschwindigkeit 8,5km/h
- Räder per Steckachse einfach abnehmbar
- Kippstützen für zusätzliche Sicherheit
- Optionale Fernbedienung
- Gewicht Vorderrahmen 9,6 kg; inkl. Beinstütze 10,5 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg



## Schiebehilfe viamobil

Art. Nr. 23/309

Dank der Schiebehilfe viamobil wird das Schieben und Abbremsen eines manuellen Rollstuhls ohne Kraftaufwand möglich. Selbst bei Steigungen und Gefällen ist keine Kraftanstrengung der Begleitperson mehr nötig.



- Reichweite 20 km
- Max. Geschwindigkeit 5,5 km/h
- Max. Steigungen 18°
- Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Ergonomische Schiebegriffe
- Inkl. Bediengerät, Akku sowie Ladegerät
- Gewicht 13,3 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg



## Treppen-Kuli Standard

Art. Nr. 48/90

Der Treppen-Kuli Standard bietet eine große Hilfe beim Überwinden von geraden Treppen. Er passt zu allen Standardrollstühlen mit Schiebegriffen und ist bestens für die Anwendung im Innen- sowie Außenbereich geeignet.



- Geschwindigkeit (aufwärts) 6,5 m/min und (abwärts) 10 m/min
- Max. Steigfähigkeit 35°
- Zusammenklappbar, in 2 Teilen transportierbar
- Inklusive Kopfstütze und Sicherheitsgurt mit Schnellverschluss
- Gewicht 65 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg



## Treppensteighilfe

Die Treppensteighilfe meistert sicher und komfortabel jede Treppe. Ob gerade oder gewandelt: Sie bietet zuverlässige Unterstützung beim Treppensteigen. Ideal für Menschen, die durch Alter oder Krankheit in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.

Optional mit Brustschultergurt oder Automatik-Beckengurt erhältlich



- Begleitperson steuert Richtung und Geschwindigkeit
- Zwei elektrisch angetriebene Radpaare überwinden jede Treppenstufe
- Automatischer Stopp vor jeder Stufe
- Optimierte Neigung
- Verstellbare Griffbreite
- Armlehne und Fußstütze belastbar bis 120 kg
- Faltbar und in zwei Teile zerlegbar
- Gewicht 37 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



## Treppensteighilfe Basic

Art Nr. 48/88

Mit Hilfe der Treppensteighilfe Basic können Treppen aller Art sicher und mit wenig Kraftaufwand überwunden werden. Zum einfachen Transport kann die Treppensteighilfe in drei Teile zerlegt und ohne Werkzeug montiert werden.



- Stufengeschwindigkeit 6-19 Stufen/Minute
- Max. Treppenstufenhöhe 20 cm (auch für max. 25 cm erhältlich)
- Minimale Stufentiefe 11 cm
- Ergonomische Griffe und Sicherheitsbremsen
- Inklusive Display
- Gewicht 25 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



# 06

## Therapie

Aktiv Trainer  
Passiv Trainer  
Aktives Sitzen

### Bein- & Oberkörpertrainer

Art. Nr. 51/13

Der Bein- und Oberkörpertrainer ist ein Aktiv- und Passiv-Trainer, der sich bestens für den therapeutischen Einsatz eignet. Er fördert Beweglichkeit sowie Ausdauer und trainiert die Muskulatur auf die sanfte Weise.

- Maße (L x B x H)  
90 x 63,8 x 119,5-129 cm
- Höhenverstellbar von 91,5-100,5 cm
- Fuß-, Bein- und Kippsicherung
- Gewicht 43 kg
- Inklusive Farbbildschirm und Software mit vielen spielerischen Übungen
- Max. Belastbarkeit 120 kg



### Beintrainer

Art. Nr. 51/12

Der Beintrainer ist ein Aktiv- und Passiv-Trainer, der sich optimal für das Radtraining zu Hause eignet. Bequem vom Sessel oder Rollstuhl aus ermöglicht der Beintrainer ein sanftes und sicheres Training.

- Maße (L x B x H)  
83 x 47,3 x 110,5-120 cm
- Höhenverstellbarer Haltegriff  
91,5-100,5 cm
- Fuß- und Beinsicherung
- Gesamtgewicht 32 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg



## Bein- und Armtrainer mobi

Art. Nr. 51/14

Der Bein- und Armtrainer mobi mit ergonomischen Griffen ist ein Allround Talent und eignet sich hervorragend für den Einsatz zu Hause. Er bietet die Möglichkeit zu aktivem und passivem Bewegungstraining und ein Wechsel zwischen Handgriffen und Fußschalen ist werkzeuglos mittels Steckverschluss möglich.



- Maße (L x B x H) 50 x 46-56 x 43 cm
- Einfach und platzsparend zu transportieren
- Fuß- und Beinsicherung
- Gewicht 13,2 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



## Vela Tango 700

Art. Nr. 37/9765

Die Tango Serie bietet eine hervorragende Unterstützung beim aufrechten Sitzen und eignet sich ideal für die Anwendung zu Hause sowie am Arbeitsplatz.

- Sitzhöhe stufenweise verstellbar 38-53 cm
- Sitzfläche (B x T) 44 x 44 cm
- Armlehnen in der Höhe verstellbar und abnehmbar
- Untergestell mit 4 Rädern
- Gewicht 27 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg (empfohlenes Benutzergewicht 130 kg)
- Farbe Schwarz, Blau, Dunkelgrau, Hellgrau, Rot, Braun, Orange, Violett, Petrol




Viele Sitzgrößen erhältlich!

## Vela Salsa 100

Art. Nr. 37/9135

Die Salsa Serie ist eine Produktserie von Sitz- und Stehhilfen, die speziell für wechselnde Arbeitshöhen entwickelt worden sind.

- Sitzhöhe stufenweise verstellbar 50-70 cm
- Sitzfläche (B x T) 46 x 35 cm
- Sitzwinkel und Sitzneigung einstellbar
- 360° frei drehbar
- Gewicht 17 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Farbe Schwarz, Blau, Dunkel-Grau, Hell-Grau, Rot, Braun, Orange, Violett, Petrol



Viele Sitzgrößen erhältlich!

# Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr ORTOPROBAN Reha-Team



**Kundenkompetenzzentrum mit Shop & Werkstätte:**

1210 Wien, Paukerwerkstraße 1c

Tel.: 01/402 21 25-1000

Email: [office@ortoproban.at](mailto:office@ortoproban.at)

<https://bestellung.ortoproban.at>

**Filialen:**

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76 -3070  
 1080 Wien, Josefstädter Straße 33 -3010  
 1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 101-103 -3080  
 1130 Wien, St. Veit-Gasse 56 -3040  
 1130 Wien, Speisinger Straße 109 (Eingang Orthopäd. Spital) -3090  
 1140 Wien, Breitenseer Straße 1 -3150  
 1160 Wien, Thaliastraße 60 -3140

1180 Wien, Währinger Straße 143 -3170  
 1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48 -3060  
 1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45 -3030  
 1210 Wien, Brünner Straße 70 (Eingang Klinik Floridsdorf) -3100  
 1230 Wien, Geßlgasse 5 -3110  
 1230 Wien, Anton Baumgartner Straße 44 (Kaufpark Alterlaa) -3120  
 2020 Hollabrunn, Sparkassegasse 4 -3160  
 2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 13 -3130