

Alltagshilfen



ORTOPR+BAN

11/2020

Orthopädie-Technik • Prothesen • Bandagen

IHR SANITÄTSHAUS



Willkommen bei ORTOPROBAN

Kundenkompetenzzentrum mit Shop & Werkstätte:

1210 Wien, Paukerwerkstraße 1c

Tel.: 01/402 21 25-1000, Fax: 01/402 21 25-2099

Email: office@ortoproban.at

Filialen:

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76

Tel.: 01/402 21 25-3070

1080 Wien, Josefstädter Straße 33

Tel.: 01/402 21 25-3010

1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 101-103

Tel.: 01/402 21 25-3080

1130 Wien, St. Veit-Gasse 56

Tel.: 01/402 21 25-3040

1130 Wien, Speisinger Straße 109 (Eingang Orthopäd. Spital)

Tel.: 01/402 21 25-3090

1160 Wien, Thaliastraße 45

Tel.: 01/402 21 25-3140

1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48

Tel.: 01/402 21 25-3060

1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45

Tel.: 01/402 21 25-3030

1210 Wien, Brünner Straße 70 (Eingang Klinik Floridsdorf)

Tel.: 01/402 21 25-3100

1230 Wien, Geßlgasse 5

Tel.: 01/402 21 25-3110

1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 44 (Kaufpark Alterlaa)

Tel.: 01/402 21 25-3120

2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 13

Tel.: 01/402 21 25-3130

Ihr Spezialist für orthopädietechnische Versorgungen.

Die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Mit der richtigen Beratung und mit individuell abgestimmten Produkten unterstützen wir Sie dabei, Ihren gewohnten Alltag wieder aufzunehmen und Ihre Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Dabei setzen wir vor allem auf eine persönliche Beratung sowie Betreuung und können unseren Kunden somit eine optimale Versorgung bieten.

Wir sind ein Familienunternehmen mit über 100 Jahren Tradition und Bestand. Unser Team, das aus Bandagisten, Orthopädietechnikern, Diplomkrankenschwestern, Wundmanagern sowie erfahrenen und geschulten Fachberatern besteht, ist bestens eingespielt. Darüber hinaus besteht eine langjährige und intensive Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegeheimen, Spitälern, Mobilen Diensten, Rehabilitationszentren und Physiotherapeuten.

In unserer orthopädietechnischen Werkstätte in unserer ORTOPROBAN Zentrale im 21. Bezirk in Wien arbeiten 27 ausgebildete Bandagisten, Orthopädiemechaniker, Bandagistenmeister und Orthopädiemechanikermeister mit jahrzehntelanger Erfahrung, die durch regelmäßige Fortbildungen immer am letzten Stand der Technik sind.

Um die Tradition der Orthopädietechnik und das seit über 100 Jahren in unserem Unternehmen gesammelte Fachwissen der nächsten Generation weiterzugeben, bilden wir laufend Lehrlinge aus, die die Erzeugung orthopädischer Behelfe und deren individuelle Anpassung am Patienten durch lange intensive Begleitung unserer erfahrenen Spezialisten erlernen.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit und besonders im Bereich der Maßanfertigungen steht neben der individuellen Anpassung der Behelfe auch die einfühlsame und ausführliche Beratung der Patienten im Sinne einer umfassenden, persönlichen Betreuung.

Unser neuer Katalog beinhaltet zahlreiche Hilfen für das tägliche Leben, die Sie im Fall von Unfällen, Krankheiten und Behinderungen unterstützen. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment mit einer großen Auswahl an innovativen Produkten.

Inhalt

01 Gehhilfen

Gehstöcke & Krücken	1
Gehgestelle	4
Rollatoren & Rollmobile	5

02 Hilfen für das Bad

Badewannenlifter	9
Badewannensitze & Zubehör	10
Duschhocker & Duschsitze	12

03 Hilfen für die Toilette

Dusch- & Toilettstühle	15
Toilettssitzerhöhungen	16
Toilettstützgestelle	17
Zimmertoilettstühle	18

04 Hilfen rund um das Bett

Pflegebetten & Zubehör	21
Matratzen	23

05 Rollstühle

Standardrollstühle	25
Leichtmetall-, Transport- & Aufrichterollstühle	26
Multifunktions- & Elektrorollstühle	27
Aktivrollstühle	28
Zusatzantriebe & Schiebehilfen	29
Treppensteighilfen	30

06 Therapie

Aktiv- & Passivtrainer	31
Aktives Sitzen	32



Höhe



Länge/Breite



Tiefe/Breite



Eigengewicht/Gewicht



Max. Belastbarkeit



Max. Benutzergröße



Sitzhöhe



Lehnenhöhe



Sitztiefe



Sitzbreite



Höchstgeschwindigkeit



Reichweite



Empfangsreichweite



Waschtemperatur



Trocknergeeignet



PVC frei



Farbe

01

Gehilfen

Gehstöcke & Krücken
Gehgestelle
Rollatoren & Rollmobile

Gehstock Holz

(Damen) Art. Nr. KKW31/504, (Herren) Art. Nr. KKW31/505

Ein klassischer und eleganter Gehstock mit Kapsel aus Buchenholz, der in der Länge individuell zuschneidbar ist.

- Material Holz
- Länge ca. 94 cm – zuschneidbar
- Gewicht 270g/310g
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Buche, Schwarz



ca. 94 cm




ca. 300 g



100 kg



Buche, Schwarz



Gehstock aus Leichtmetall

(Rechts) Art. Nr. KKW31/2056, (Links) Art. Nr. KKW31/2235

Der robuste Gehstock aus Leichtmetall hat einen anatomischen Griff und kann in der Höhe verstellt werden. Für Linkshänder und Rechtshänder erhältlich. Für maximalen Gehkomfort wird das Benutzergewicht gleichmäßig auf die gesamte Handfläche verteilt.

- Material Leichtmetall
- Griffhöhe 70-94 cm
- Anatomischer Kunststoffgriff für rechts oder links
- Zusatzfixierung durch Drehring
- Gewicht 400 g
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



70-94 cm



400 g



120 kg



Silber



Vierfußgehilfe

Art. Nr. KKW31/1952

Die Vierfußgehilfe sorgt durch ihre vier Füße für einen besonders sicheren Halt und ist durch eine verstärkte Standplatte besonders belastbar. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand.

- Material Leichtmetall
- Höhenverstellbare Griffhöhe 76-100 cm mit Stellschraube
- Gewicht 1,2 kg
- Abgewinkeltes Griffoberteil zur Entlastung des Handgelenks
- Max. Belastbarkeit 225 kg
- Farbe Silber



76-100 cm



1,2 kg



225 kg



Silber

Arthritisgehilfe

Art. Nr. KKW31/558

Die Arthritisgehilfe hat einen gepolsterten Handgriff, ist in der Länge sowie im Winkel und in der Seitenneigung individuell einstellbar. Die Armschale ist mit Gurt und Polsterung ausgestattet.

- Material Aluminium mit Kunststoffgriffschale
- Höhenverstellbare Armauflage 95-118 cm
- Geeignet für links und rechts
- Länge und Breite der Armschale 18 cm und 9 cm
- Gewicht 660 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Silber



95-118 cm



660 g



140 kg



Silber

Unterarmstütze Standard

Art. Nr. KKW31/1559

Der Klassiker unter den Unterarmstützen wird aus leichtem Aluminium und hochwertigem Kunststoff gefertigt, hat einen ergonomischen Griff und ist in der Höhe verstellbar.

- Material Aluminium und Kunststoff
- Höhenverstellbarer Griff 76-96 cm
- Halbelliptische Unterarmschelle
- Ergonomischer Griff mit Sicherheitskatzenauge
- Stockkapsel wirkt als Stoßdämpfer
- Gewicht 570 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Blau

Auch als
XL Version
erhältlich!



76-96 cm



570 g



140 kg



Blau

Unterarmstütze Color-Line

(Schwarz) Art. Nr. 31/1092

Die Unterarmstütze mit ergonomischem Griff ist in der Höhe verstellbar und wird aus leichtem Aluminium und hochwertigem Kunststoff gefertigt. Außerdem ist sie in vielen ansprechenden Farben vollfarbig erhältlich.

- Material Aluminium und Kunststoff
- Höhenverstellbarer Griff 76-96 cm
- Ergonomischer Griff mit Sicherheitskatzenauge
- Stockkapsel wirkt als Stoßdämpfer
- Halbelliptische Unterarmschelle
- Gewicht 570 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Blau, Schwarz, Rot, Lila, Türkis, Brombeer, Gelb



76-96 cm



570 g



140 kg



Blau, Schwarz, Rot, Lila, Türkis, Brombeer, Gelb

Unterarmkrücke mit anatomischem Griff

(Links) Art. Nr. KKW31/1661, (Rechts) Art. Nr. KKW31/1662

Die Unterarmkrücke aus Leichtmetall ist in der Höhe verstellbar und hat einen anatomischen Griff für rechts und links.

- Material Leichtmetall
- Höhenverstellbar mit Druckknopf 73-93 cm
- Anatomischer Griff für rechts oder links
- Halbelliptische Unterarmschelle
- Gewicht 750 g
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Grau



73-93 cm



750 g



140 kg



Grau

Achselkrücke

Art. Nr. KKW31/2054

Die höhenverstellbare und gepolsterte Achselkrücke wird aus Aluminium gefertigt und ist daher besonders leicht. Die Achsel- und Griffhöhe können individuell angepasst werden.

- Material Aluminium
- Höhenverstellbar 113-133 cm (mit Clip)
- Ergonomischer Griff
- Gewicht von 900 g
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber



113-133 cm



900 g



130 kg



Silber

Unterarmkrücke für Kinder

Art. Nr. KKW31/1965

Die Unterarmkrücke wurde speziell für Kinder entwickelt, ist besonders leicht und in der Höhe verstellbar.

- Material Leichtmetall
- Griffhöhe verstellbar 55-77 cm
- Höhenverstellbar mit Clip
- Gewicht 330 g
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Türkis-Lila, Blau-Orange



Gehbock (starr)

Art Nr. KKW31/2055

Der starre Gehbock aus Leichtmetall ist in der Höhe verstellbar und vielseitig einsetzbar.

- Material Aluminium
- Höhenverstellbar 75-85 cm
- Breite 60 cm
- Tiefe 40 cm
- Starr
- Rutschhemmende Gummifüße
- Gewicht 1,7 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber



Gehgestell (reziprok)

Art Nr. KKW31/1935

Das bewegliche Gehgestell aus Leichtmetall zeichnet sich durch seine ergonomisch geformten Handgriffe aus Softgummi, seine individuelle Verstellbarkeit in der Höhe sowie seine einfache Faltbarkeit aus.

- Material Aluminium, Rahmen Bronze-eloxiert
- Höhenverstellbar mit Druckknopf 81-91 cm
- Breite 57 cm, Tiefe 47 cm
- Faltbar und beweglich (reziprok)
- Rutschhemmende Gummifüße
- Gewicht 2,7 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Bronze-Blau



Fahrbarer Gehbock

Art Nr. KKW31/1540

Der fahrbare Gehbock ist mit einem weichen, klappbaren Sitz und einer gepolsterten Rückenlehne ausgestattet. Die Feststellbremse und die anatomischen Handgriffe machen die Gehhilfe sicher und komfortabel.



- Material Leichtmetall
- Griffhöhe 79-93 cm verstellbar
- Sitzfläche (B x T) 35,5 x 32,5 cm
- Sitzhöhe 53 cm
- Faltbar, Rückenlehne klappbar
- Serienmäßig inklusive Tasche und Stockhalter
- Gewicht 7,4 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Blau



Gehrad Delta

Art Nr. KKW31/1059

Das Gehrad Delta ist sicher, vielseitig einsetzbar sowie durch seine drei Leichtlaufräder sehr wendig und für den Innen- und Außenbereich nutzbar. Die Handgriffe können individuell an die Größe der Nutzer angepasst werden.



- Material Leichtmetall
- Griffhöhe 83-95 cm verstellbar
- Maße (B x T) 68 x 60 cm
- Faltbar
- Pannensichere Bereifung
- Mit Feststellbremse
- Inkl. Korb, Tasche und Tablett
- Gewicht 6 kg
- Max. Belastbarkeit 135 kg
- Farbe Weinrot



Rollator Basic

Art. Nr. KKW31/1936

Der Rollator ist für die Anwendung im Innenbereich konstruiert. Er ist leicht zusammenklappbar, hat eine weiche Sitzfläche und die Handgriffe sind in der Höhe individuell anpassbar.



- Material verchromtes Stahlrohr
- Griffhöhe 74-100 cm verstellbar
- Breite 53 cm
- Tiefe 63 cm
- Zwei Räder, zwei Gummikapseln
- Gewicht 5 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber-Schwarz



Rollmobil Basic ohne Rückenlehne

Art. Nr. KKW31/1953

Das Rollmobil Basic mit Stockhalter überzeugt durch seine Wendigkeit. Die ergonomischen Bremsen sind feststellbar und die rutschfesten Handgriffe sind stufenlos höhenverstellbar.

- Material Stahlrohr
- Ergonomische Handgriffe, stufenlos verstellbar 80-100 cm
- Sitzhöhe 60 cm
- Sitzfläche (B x T) 36 x 23,5 cm
- Mit Stockhalter, Korb und Tablett
- Feststellbremse
- Gewicht 8,3 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Silber

Inkl.
Stock-
halter



Rollmobil mit Rückenlehne

Art Nr. W31/2281

Das Rollmobil bietet serienmäßig umfangreiches Zubehör, hat einen gepolsterten Rückenbügel, eine feste Sitzfläche und ergonomische Griffe, die in der Höhe verstellbar sind. Mit Einhand-Faltmechanismus und kann gefaltet selbst stehen.

- Material Aluminium, Rückenlehne aus Kunststoff, faltbar
- Griffhöhe 83-93,5 cm verstellbar
- Sitzhöhe 54 cm
- Sitzfläche (B x T) 34 x 33,5 cm
- Mit Sitz, Korb, Tablett, Rückenlehne und Stockhalter
- Gewicht 6,8 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



Leichtgewichtrollator Smart Design

Art Nr. 31/1337

Der komfortable Rollator Smart Design hat eine besonders breite und weiche Sitzfläche, einen stabilen Rückengurt sowie ergonomische Handgriffe, die in der Höhe verstellbar sind. Die innen liegenden Bremszüge und die Seitenreflektoren an den Rädern sorgen für zusätzliche Sicherheit.

- Material Aluminium
- Griffhöhe 82-94,5 cm verstellbar
- Sitzhöhe 54 cm
- Sitzfläche (B x T) 45 x 25 cm
- Leicht zusammenklappbar
- Mit Stockhalter und abnehmbarer Netztasche
- Gewicht 6,7 kg
- Max. Belastbarkeit 136 kg
- Farbe Platin-Schwarz



Leichtgewichtrollator Variant Design

(Sitzhöhe S) Art. Nr. 31/2046, (Sitzhöhe M) Art. Nr. 31/2045, (Sitzhöhe L) Art. Nr. 31/2044

Der faltbare Rollator hat eine besonders breite Textilsitzfläche aus reißfestem Nylon, einen stabilen Rückengurt sowie ergonomische Handgriffe, die in der Höhe verstellbar sind.

- Material Aluminium
- Griffhöhen verstellbar
- Sitzhöhe 57 cm (Variante S = 50 cm; Variante L = 62 cm)
- Sitzfläche (B x T) 42 x 20,5 cm
- Weiche Sitzfläche, Rückengurt, leicht zusammenklappbar
- Mit Stockhalter, Netztasche, Glocke, Tablett und Kipphilfe
- Gewicht 7,9 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Schwarz und Silber

3 Sitzhöhen-Varianten



Arthritisrollator Basic

Art. Nr. 31/1015

Der besonders für Rheuma- und Arthritispatienten geeignete Rollator zeichnet sich durch seine in der Höhe verstellbaren Unterarmauflagen sowie seine ergonomischen Handgriffe aus. Die Doppelfunktionsbremse sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit.

- Material Metall
- Unterarmauflagen 114-131 cm in der Höhe verstellbar
- Sitzhöhe 61 cm
- Sitzfläche (B x T) 42 x 22 cm
- Ergonomische Handgriffe
- Inklusive Korb, Sitzbrett und Tablett
- Gewicht 14 kg (mit Korb)
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



Arthritisrollator Deluxe

Art. Nr. 31/2194

Der Arthritisrollator Deluxe besticht durch seine höhenverstellbaren sowie besonders weichen und bequemen Armstützen. Mit einem leichten Aluminiumrahmen ist er stabil und hat ein geringes Gewicht. Der Rollator ist für den Innenbereich konzipiert und zusätzlich faltbar.

- Schiebestangen höhenverstellbar 95-120 cm
- Sitzhöhe 62 cm
- Sitzbreite 46 cm
- Gepolsterte Armstützen
- Faltbar
- Inklusive Einkaufstasche
- Gewicht 9,5 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Schwarz

Mit drehbarer Armauflage erhältlich




Gehwagen mit Achselstützen

Art Nr. W31/1232

Der Gehwagen mit Achselstützen zeichnet sich durch individuelle Anpassbarkeit aus. Die 4 schwenkbaren Räder machen den Gehwagen wendig und mit wenig Kraftaufwand lenkbar.

- Material verchromtes Stahlrohr
- Höhenverstellbare Achselstützen 100-150 cm
- Innenbreite 28-50 cm verstellbar
- Gewicht 9 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Farbe Silber



Stockhalter

Art Nr. 31/2233

Der Stockhalter ist zur Montage auf Gehhilfen sowie Rollatoren und Rollstühlen geeignet. Er besteht aus einem kompletten zweiteiligen Set (mit Köcher und Clip) und wird jeweils mit einer Schelle befestigt.

- Material Kunststoff
- Passt auf Rohrdurchmesser von 25 mm
- Inklusive Stock-Becher und Stock-Klemme
- Farbe Schwarz



Transportrollstuhl

Art. Nr. W23/6745

Der Transportrollstuhl ist der ideale Begleiter im Freien oder zu Hause. Er ist leicht, wendig, faltbar und mit einer Doppelfunktionsbremse ausgestattet.

- Sitzhöhe 49 cm
- Sitzbreite 42 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Inklusive Ankipphilfe und Beckengurt
- Wegschwenkbare und abnehmbare Beinstütze
- Doppelfunktionsbremse
- Fußplatten hochschwenkbar
- Gewicht 12 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Blau



02

Hilfen für das Bad

Badewannenlifter
Badewannensitze & Zubehör
Duschhocker & Duschsitze

Badewannenlifter Basic

(Mit Bezug) Art. Nr. 48/48, (Ohne Bezug) Art. Nr. W48/50

Der moderne Badewannenlifter Basic lässt sich bequem per Fernbedienung steuern und passt in fast alle Badewannen. Die ergonomisch geformte Sitz- und Rückenfläche sorgt für ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Die Rückenlehne ist bis zu 40° neigbar.

- Material Kunststoff
- Sitzhöhe stufenlos 6-42 cm
- Sitzbreite 37 cm / 71,5 cm mit ausgeklappten Seitenklappen
- Sitztiefe 45 cm
- Inklusive LED Fernbedienung und Akku
- Gewicht 10 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Weiß



 72,5 / 108,5 cm
  37 / 71,5 cm
  65 cm
  10 kg
  140 kg
  Weiß

Badewannenlifter Adaptiv

(Standardmaß) Art. Nr. 48/77

Der Badewannenlifter Adaptiv zeichnet sich durch sein optimiertes Design und seine unübertroffene Stabilität aus. Das umfangreiche Zubehör erhöht die Flexibilität auch bei schwierigen Versorgungen (auch in Sondermaßen für Eckbadewannen und als XL-Version erhältlich).

- Material Kunststoff
- Sitzhöhe 6-42 cm einstellbar
- Sitzbreite 37,5 cm / 71,5 cm mit ausgeklappten Seitenklappen
- Sitztiefe 49 cm
- Inklusive Fernbedienung und Lithium-Ionen Akku
- Gewicht 10,8 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Farbe Weiß



**Sonder-
maße
erhältlich**

 72,5 / 108,5 cm
  37,5 / 71,5 cm
  65 cm
  10,8 kg
  140 kg
  Weiß

Badewannensitz Basic

Art. Nr. W31/1859

Der Aluminium-Badewannensitz mit Rückenlehne bietet eine komfortable Unterstützung bei der täglichen Hygiene in der Badewanne. Zur optimalen Anpassung an die Badewanne können die Auflagen in der Breite verstellt werden.



- Material Aluminium und Kunststoff
- Maße (H x B x T) 49 x 73-85 x 46 cm
- Sitzfläche (B x T) 40,5 x 40,5 cm
- Rückenlehne abnehmbar
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 3,1 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß



49 cm



73-85 cm



46 cm



3,1 kg



130 kg



Weiß

Drehbarer Badewannensitz

Art. Nr. KKW31/2200

Der Badewannensitz ist um 360 Grad drehbar (mit Sperrhebel arretierbar) und hat einen ergonomischen Sitz mit schnellem Wasserablauf. Durch den weichen Kunststoff Sitz und den Stahlrahmen ist er komfortabel und stabil. Die Armlehnen sind nach oben abklappbar.



- Material Kunststoff, beschichteter Stahlrahmen
- Großer Sitz (B x T) 46 x 38 cm
- Gewicht 6,2 kg
- 360 Grad drehbar, Arretierung alle 90°
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß



73 cm



56 cm



6,2 kg



130 kg



Weiß

Badebrett

Art. Nr. KKW31/2140

Das Badebrett ist aus einem leicht abwaschbaren Kunststoff und hat eine rutschsichere Sitzfläche. Es ist an die Wannenbreite anpassbar sowie einfach ohne Werkzeug zu montieren.



- Material Kunststoff
- Länge 70 cm
- Mit Griff und für Wannenbreiten (innen) von 41-62,5 cm
- Gewicht 2,5 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß und Rot



70 cm



2,5 kg



150 kg



Weiß und Rot

Sicherheits-Duschmatte

Art. Nr. 31/1112

Die Sicherheits-Duschmatte verhindert zuverlässig das Ausrutschen in der Dusche. Die rutschhemmende Oberfläche und die starken Saugnäpfe an der Unterseite geben sicheren Halt.

Viele Größen



- Material Kunststoff
- Maße (B x T) 56 x 56 cm
- Maße (B x T) 57 x 35 cm
- Maße (B x T) 76 x 35 cm
- Maße (B x T) 91 x 35 cm
- Maße (B x T) 94,5 x 35 cm
- Waschbar 40° C
- Farbe Weiß, Blau



40° C



Weiß, Blau

Badewannen-Einstiegsgriff

Art. Nr. 31/438

Der Badewanneneinstiegsgriff bietet eine sichere Hilfe zum Einstieg in die Badewanne. Er kann einfach montiert werden und passt auf alle handelsüblichen Badewannen mit einer Randstärke von 4-9,5 cm.



- Material Stahlrohr
- Höhe 46 cm
- Breite 50 cm
- Griffhöhe über Rand 16 cm
- Rostschutzbehandelt
- Gewicht 1,1 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß



46 cm



50 cm



1,1 kg



130 kg



Weiß

Body-Creamer

(Bordeaux) Art. Nr. 31/147

(Blau) Art. Nr. 31/1454

(Weiß-Mint) Art. Nr. 31/1456

Der Body-Creamer bietet eine Hilfe beim Eincremen und massiert zugleich. Zusätzlich erleichtert der Body-Creamer das Erreichen aller Körperzonen. Alle Teile sind spülmaschinenfest.



- Material Kunststoff
- Farben Bordeaux, Blau, Weiß-Mint



Bordeaux, Blau, Weiß-Mint

Duschhocker mit Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1860

Der Duschhocker hat einen Hygieneausschnitt vorne, ist mit einem Gewicht von 2 kg sehr leicht und in der Höhe verstellbar.

- Material Kunststoff (Sitzfläche) und Aluminium (Untergestell)
- Ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar 34-44 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 37 cm
- Anti-Rutsch-Füße für sicheren Stand
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 2 kg
- Max. Belastbarkeit bis 150 kg
- Farbe Weiß



Duschhocker mit Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1636

Der Duschhocker hat vorne einen Hygieneausschnitt, ist mit einem Gewicht von 1,6 kg sehr leicht und in der Höhe verstellbar.

- Material Kunststoff (Sitzfläche) und Aluminium (Untergestell)
- Sitzhöhe 45-55 cm
- Sitzfläche (Ø) 38 cm
- Gesamtbreite 48 cm
- Anti-Rutsch-Füße für sicheren Stand
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 1,6 kg
- Max. Belastbarkeit 180 kg
- Farbe Weiß, Blau



Duschhocker mit Hygieneausschnitt und Armlehnen

Art. Nr. W31/1752

Der Duschhocker mit Hygieneausschnitt und Armlehnen bietet eine komfortable Hilfe beim Duschen. Durch seine Stahlrohrkonstruktion ist er besonders stabil und bis zu 150 kg belastbar.

- Sitzfläche aus weißem Kunststoff mit Hygieneausschnitt
- Sitzhöhe 42-59 cm
- Sitzfläche (B x T) 42 x 34 cm
- Anti-Rutsch-Füße für sicheren Stand
- Gewicht 2,7 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Grau-Weiß



Dreiecksduschhocker

Art. Nr. 31/2123

Der Dreieckshocker ist ein einfacher und sicherer Duschhocker. Er hat ein geringes Gewicht von 1,7 kg und ist dennoch stabil. Seine strukturierte Oberfläche sowie die Gummifüße sorgen für die nötige Sicherheit in der Dusche. Durch seine außergewöhnliche Form kann der Dreieckshocker platzsparend verstaut werden.



- Material Leichtmetall und Kunststoff
- Sitzhöhe 7-fach verstellbar 42-59 cm
- Sitzfläche (B x T) 37 x 37 cm
- Gewicht 1,7 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß



42-59 cm



37 cm



37 cm



1,7 kg



150 kg



Weiß

Duschhocker mit Drehscheibe

Art. Nr. 31/2068

Der Duschhocker zeichnet sich durch seine drehbare Sitzfläche aus. Er erleichtert die tägliche Hygiene, hat eine hautfreundliche Beschichtung und ist leicht zu reinigen.



- Material Leichtmetall und Kunststoff
- Sitzhöhe 42,5-52,5 cm
- Sitzfläche drehbar (Ø) 30,5 cm
- Gewicht 1,94 kg
- Max. Belastbarkeit 110 kg
- Farbe Blau-Weiß



42,5-52,5 cm



33,5 cm



33,5 cm



1,94 kg



110 kg



Blau-Weiß

Duschsitz mit Rückenlehne und Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1957

Der Duschsitz mit abnehmbarer Rückenlehne sowie einem Hygieneausschnitt dient als Sitzhilfe in der Dusche und ist durch sein geringes Gewicht einfach zu manövrieren.



- Material Kunststoff und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Sitzhöhe 5-fach höhenverstellbar 43-53 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 36 cm
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 3 kg
- Max. Belastbarkeit 135 kg
- Farbe Weiß



84 cm



43 cm



51 cm



3 kg



135 kg



Weiß

Duschsitz mit Arm- und Rückenlehne sowie Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1958

Der faltbare Duschsitz mit Arm- und Rückenlehne sowie einem Hygieneausschnitt ist die optimale Unterstützung für den Transport und bei der sitzenden Körperpflege in der Dusche.

- Material Kunststoff und pulverbeschichteter Aluminiumrahmen
- Sitzhöhe 5-fach höhenverstellbar 42-52 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 41 cm
- Faltbar
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 3,8 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß

Faltbar



90-100 cm



53 cm



58 cm



3,8 kg



130 kg



Weiß

Duschklappsitz mit Hygieneausschnitt

Art. Nr. KKW31/1956

Der praktische Duschklappsitz passt in jede Dusche, ist hochklappbar und einfach an der Wand zu montieren (Abstand zur Wand 32 cm). Er bietet eine flexible Sitzhilfe beim Duschen.

- Material Kunststoff, pulverbeschichtetes Aluminium
- 4-fach in der Höhe verstellbar 46,5-54 cm
- Sitzfläche (B x T) 41 x 41 cm
- Gesamtbreite 48 cm
- Mit Hygieneausschnitt
- Gewicht 4,1 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß

**Montage
NICHT
inkludiert**



46,5-54 cm



48 cm



50 cm



4,1 kg



130 kg



Weiß

Notizen:

03

Hilfen für die Toilette

Dusch- und Toilettstühle
Toilettitzerhöhungen
Toilettstützgestelle
Zimmertoilettstühle

Dusch- und Toilettstuhl Basic

Art. Nr. W31/1960

Der fahrbare Dusch- und Toilettstuhl besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einem Rostschutz und hat eine weiche Rückenlehne. Mit seinem anatomisch geformten Sitz dient er als Sitzhilfe in der Dusche und kann auch als fahrbare Toilette genutzt werden.

- Material Stahl und Kunststoff
- Sitzhöhe 53 cm
- Sitzfläche (B x T) 43 x 42 cm
- Klappbare Armlehnen und abnehmbare Fußstütze
- 2 Räder mit Feststell-Bremse
- Überfahrbare Höhe 43,5 cm
- Gewicht 13 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Weiß-Schwarz

Auch als
XL Version
erhältlich!



 92,5 cm
  54 cm
  69/89 cm
  13 kg
  130 kg
  Weiß-Schwarz

Dusch- und Toilettstuhl Adaptiv

Art. Nr. W31/1249

Der Dusch- und Toilettstuhl besteht aus korrosionsbeständigem Aluminium. Er hat klappbare Armlehnen, die Fußstützen sind höhenverstellbar und abnehmbar. Das feste Rückenpolster ist aus weichem Kunststoff und alle 4 Räder sind mit Feststell-Bremsen ausgestattet.

- Material Aluminium und Kunststoff
- Sitzhöhe verstellbar 50-55 cm
- Sitzfläche (B x T) 50 x 43 cm
- Inklusive Eimer, Deckel und Sitz-Abdeckung
- Überfahrbare Höhe 42-47 cm
- Gewicht 13,5 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß-Schwarz

Auch als
XL Version
erhältlich!



 96-101 cm
  61 cm
  93 cm
  13,5 kg
  150 kg
  Weiß-Schwarz

Toiletsitzerhöhung Basic

Art. Nr. W31/2072

Die ergonomische Toiletsitzerhöhung besteht aus weichem Kunststoff. Durch die Erhöhung des Toilettensitzes um 11 cm werden das Hinsetzen sowie das Aufstehen vereinfacht und die Gelenke entlastet. Auf Anfrage mit Deckel erhältlich.

Auch als
XL Version
erhältlich!

- Material Kunststoff
- Höhe 11 cm
- Innenmaß (B x T) 25 x 21 cm
- Kann auf allen gängigen WC-Becken montiert werden
- Montage ohne Werkzeug
- Hygieneausschnitt vorne
- Gewicht 1,2 kg
- Max. Belastbarkeit 185 kg
- Farbe Weiß



Toiletsitzerhöhung Basic II

Art. Nr. KK31/1238

Die ergonomische Toiletsitzerhöhung zeichnet sich durch ihre besonders hohe Belastbarkeit von 225 kg aus. Sie ist ästhetisch ansprechend sowie einfach zu montieren und eignet sich optimal für moderne Bäder.

- Material Kunststoff
- Höhe 10 cm
- Spezielle Befestigungsdrehschrauben für hohe Stabilität
- Hygieneausschnitt vorne
- Kann auf allen gängigen WC-Becken montiert werden
- Gewicht 1,6 kg
- Max. Belastbarkeit 225 kg
- Farbe Weiß



Auch als
XL Version
erhältlich!



Toiletsitzauflage weich

Art. Nr. 31/1543

Die weiche Toiletsitzauflage kann auf alle normalen Toiletten montiert werden, ist leicht sowie einfach mit warmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu reinigen.

- Material Kunststoff
- Maße (H x B x T) 4 x 37,5 x 43,5 cm
- Sitzöffnung (B x T) 22 x 27,5 cm
- Gewicht ca. 1 kg
- Max. Belastbarkeit 190 kg
- Farbe Weiß, Schwarz



Toilettitzerhöhung mit Armlehne

Art. Nr. W31/1845

Die Toilettitzerhöhung eignet sich besonders gut zum Überwechseln aus einem Rollstuhl. Die hochklappbaren Armlehnen werden dabei einfach nach hinten geklappt.



- Material Kunststoff
- Sitzhöhe 3-fach in der Höhe verstellbar 8/10/12 cm
- Inklusive Deckel
- Gewicht 6,8 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Weiß



8/10/12 cm



6,8 kg



150 kg



Weiß

Toilettstützgestell

Art. Nr. W31/2061

Das Toilettstützgestell wird einfach über die Toilette gestellt, erleichtert somit das Hinsetzen und das Aufstehen von der Toilette.



- Material pulverbeschichteter Stahlrahmen
- Höhe verstellbar 65-79 cm
- Breite verstellbar 61-65 cm
- Tiefe 47,5 cm
- Mit gepolsterten Griffen
- Gewicht 4,9 kg
- Max. Belastbarkeit 138 kg
- Farbe Blau-Weiß



65-79 cm



61-65 cm



47,5 cm



4,9 kg



138 kg



Blau-Weiß

Flächendesinfektionstücher

Art. Nr. 46/169

Die Flächendesinfektionstücher eignen sich hervorragend zum Desinfizieren von großen Flächen. Unkomplizierte, materialschonende Schnell-Desinfektion (auch für Displays, Tastaturen, Sanitärbereich). 80 Stück, wiederverschließbar, gebrauchsfertig, aus reißfestem PET-Vlies.



Saug-Haltegriffe

(Länge 35 cm) Art. Nr. 31/885, (Länge 50 cm) Art. Nr. 31/1045

Der Saug-Haltegriff ist das ideale Hilfsmittel für zu Hause. Er lässt sich einfach ohne Schrauben auf glatten Oberflächen montieren und ist somit auch gut für unterwegs geeignet. Erhältlich in 35 cm oder 50 cm Länge.



Saugnapf-Haltegriff

Art. Nr. 31/2065

Der Saugnapf-Haltegriff besteht aus zwei Griffen, die miteinander verbunden sind. Dadurch kann der Winkel der Griffen individuell eingestellt werden. Durch die Vakuumsaugnäpfe kann er schnell und einfach ohne Werkzeug montiert werden.



Geruchs- und Fleckenentferner

Art. Nr. 31/1241

Der Geruchs- und Fleckenentferner (750 ml) entfernt alle Urinflecken und Uringerüche dauerhaft. Kann auf Teppichen, Polstern, Möbeln, Sanitäreinrichtungen, Holz und Bettwäsche angewendet werden.



Zimmertoilettstuhl aus Holz

(Nussbraun) Art. Nr. KKW31/621, (Buche-Natur) Art. Nr. KKW31/622

Ein einfacher und robuster Toilettstuhl aus Holz mit einer gepolsterten Sitzfläche aus Kunstleder.



- Material Holz
- Sitzfläche gepolstert aus Kunstleder
- Sitzhöhe 47 cm
- Breite 60 cm
- Inklusive Toiletteneimer
- Gewicht 7,3 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg
- Farbe Buche Natur, Nussbraun



Zimmer-Toilettstuhl aus Metall

(Cactus) Art. Nr. KKW31/2227, (Ocean) Art. Nr. KKW31/2062, (Terracotta) Art. Nr. KKW31/2226

Der Toilettstuhl zeichnet sich durch seinen Komfort sowie seine Sicherheit und Stabilität aus. Er hat eine große weiche Sitzfläche sowie Rückenlehne und einen abnehmbaren Eimer.

- Material Kunststoff und Stahl
- Sitzhöhe 52 cm
- Sitzfläche (B x T) 51,5 x 40 cm
- Gewicht 7 kg
- Sitzfläche, Rückenteil und Arm-auflagen gepolstert
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Cactus, Ocean, Terracotta

Auch als
XL Version
erhältlich!



Zimmertoilettstuhl fahrbar

Art. Nr. KKW31/1641

Der fahrbare Toilettstuhl zeichnet sich durch seine Sicherheit und Stabilität aus. Durch seine gepolsterte Sitzplatte, seine absenkbaren Armlehnen und seine abnehmbaren sowie schwenkbaren Fußstützen bietet er zusätzlichen Komfort.

- Material Rundstahlrohr
- Sitzhöhe 48 cm
- Sitzfläche (B x T) 45 x 45 cm
- Gewicht 14 kg
- Feststellbare Bremsen an den Hinterrädern
- Max. Belastbarkeit 135 kg
- Farbe Anthrazit

Auch als
XL Version
erhältlich!



Zimmertoilettstuhl Deluxe

Art. Nr. 31/2228

Der fahrbare Toilettstuhl zeichnet sich durch sein exklusives Design, seine Sicherheit und Stabilität aus. Durch seine gepolsterte Sitzplatte, seine hochschwenkbaren Armlehnen, seine abnehmbaren Schiebegriffe und die rückklappbare Fußstütze bietet er zusätzlichen Komfort.

- Material Rundstahlrohr
- Sitzhöhe 51 cm
- Sitzfläche (B x T) 47,5 x 40 cm
- Gepolsterte Sitzplatte
- Zwei feststellbare Bremsen
- Gewicht 13,5 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Farbe Ocean




Weichsitzauflage für Toilettstuhl

Art. Nr. 31/610

Die Weichsitzauflage passt auf fast alle fahrbaren Toilettstühle, ist bequem und leicht zu reinigen.

- Material Kunststoff
- Höhe 3 cm
- Sitzfläche (B x T) 43 x 43 cm
- Öffnung 30 cm Durchmesser
- Farbe Schwarz





04

Hilfen rund um das Bett

Pflegebetten & Zubehör Matratzen

Auch
zur Miete
möglich



Dali Econ Low - Das preiswerte Pflegebett

(Ankauf) Art. Nr. 44/91, (Miete) Art. Nr. 44/13

Das Pflegebett Dali ist äußerst stabil konstruiert und meistert alle Herausforderungen im Pflegealltag. Es lässt sich schnell sowie einfach ohne Werkzeug auf- und abbauen. Ein Aufrichter sowie eine Handfernbedienung sind bereits im Lieferumfang enthalten.

- Liegefläche (L x B) 200 x 90 cm
- Liegehöhe von 32-72 cm elektrisch verstellbar
- Seitensicherungsschutzhöhe 37 cm
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar

- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor
- Max. Belastbarkeit 185 kg
- Farbe Buche Natur

Zubehör optional

- 1 Aufstehhilfe
- 2 Serviertablett
- 3 Softcover für Seitensicherung
- 4 Schaumlederbezug
- 5 Leselampe
- 6 Wandabweisrollen
- 7 Füllpolster



Dali Style Low - Das praktische Pflegebett

(Ankauf) Art. Nr. 44/97

Das Pflegebett Dali Style Low vermittelt durch seinen Holzbau im Buche-Dekor ein sehr wohnliches Ambiente. Das Pflegebett zeichnet sich durch seinen niedrigen Einstieg von nur 32 cm aus. Ein Aufrichter sowie eine Handfernbedienung sind im Lieferumfang enthalten (viele Optionen sind zusätzlich bestellbar).

- Liegefläche (L x B) 200 x 90 cm
- Liegehöhe von 32-72 cm elektrisch verstellbar
- Seitensicherungsschutzhöhe 37 cm
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar
- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor
- Max. Belastbarkeit 185 kg
- Farbe Buche Natur



Lippe IV - Betteinlegerahmen

(190x90) Art. Nr. 44/74, (200x90) Art. Nr. 44/30, (190x100) Art. Nr. 44/93, (200x100) Art. Nr. 44/94

Der Einlegerahmen Lippe IV lässt sich schnell und einfach in ein bereits vorhandenes Bett einbauen. Mit seinem Komfort und der Verstellbarkeit in der Höhe von 29 bis 74 cm bietet der Einlegerahmen alle Vorzüge eines modernen Pflegebettes. Der Lippe IV passt mit Breiten von 90 bis 100 cm und Längen von 190 bis 200 cm in fast jedes Bett. Durch das serienmäßig enthaltene 24-Volt-Antriebssystem sinken die Stromkosten spürbar und die Sicherheit des Bewohners erhöht sich.

- Standardgröße für Bett 200 x 90 cm, Sondergrößen erhältlich
- Liegehöhe von 29-74 cm elektrisch verstellbar
- Max. Belastbarkeit 200 kg
- Rücken- und Oberschenkellehne verstellbar
- Inkl. 24-Volt Antriebssystem, Aufrichter und Handfernbedienung



Sondermaße erhältlich

Ausführungen

- 190 x 90 cm
- 200 x 90 cm
- 190 x 100 cm
- 200 x 100 cm
- 200 x 120 cm
- 200 x 140 cm



Bettgalgen

Art. Nr. KKW31/2214

Der Bettgalgen bietet die optimale Hilfe beim Aufrichten im Bett und aus der Liegeposition in eine Sitzposition. Der Dreieckelgriff ist höhenverstellbar und verschiebbar.

- Material Stahlrohr
- Gesamthöhe 176 cm
- Standfläche (B x T) 75,5 x 82,5 cm
- Gewicht 11 kg
- Max. Belastbarkeit 100 kg
- Farbe Grau



Nachttisch Buche

Art Nr. 44/28

Den Nachttisch zeichnen eine langlebige Qualität, flexible Einsatzmöglichkeiten und ein reduziertes Design aus. Der Nachttisch hat eine ausklappbare Tischplatte, bietet viel Platz zum Verstauen von persönlichen Gegenständen und kann von beiden Seiten genutzt werden.



- Material Holz, Kunststoff beschichtet
- Maße (L x B x H) 55 x 45 x 89 cm
- Maße mit Tischplatte (L x B x H) 55 x 119,5 x 89 cm
- Mit 4 feststellbaren Rollen
- Große Schubladen
- Farbe Buche Natur



89 cm



55 cm



45 cm



Buche Natur

Stockhalter für Bett, Tisch und Regal

Art Nr. 31/2234

Der praktische Stockhalter ist einfach zu montieren und ist sowohl für Gehstöcke als auch für Gehhilfen geeignet. Mit einer Schraubzwinge kann der Stockhalter problemlos an jeder Platte mit maximal 3 cm Stärke befestigt werden.



- Halterungen für Rohr Ø 20-30 mm
- Länge der Schiene 20 cm
- Tiefe der Schiene 4 cm



20 cm



4 cm




Grau-Schwarz

Standard-Propylaxe Matratze

Art. Nr. 44/36

Die Standardmatratze eignet sich besonders gut als druckentlastende Prophylaxe-Matratze. Sie hat einen hyperelastischen Schaumkern mit Längsschnitten und einen mit einem Reißverschluss abnehmbaren PU-Bezug.



- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 12 cm
- Abnehmbarer PU-Textil-Bezug
- Bezug waschbar bis zu 95°
- Max. Belastbarkeit 120 kg

Erhältliche Maße:

- 200 x 90 x 12 cm
- 200 x 100 x 12 cm



12 cm



90 cm



200 cm




120 kg

Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze

(200x90) Art. Nr. 44/27, (200x100) Art. Nr. 44/106

Die Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze hat einen hyperelastischen 2-schichtigen-Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten. Sie ist atmungsaktiv, wasserdicht und Desinfektionsmittel beständig.

- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 14 cm
- PU-Textil-Bezug
- Geeignet bis Dekubitus Stadium 3
- Bezug waschbar bis zu 95°
- Min. Belastbarkeit 20 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



Erhältliche Maße:


- 200 x 90 x 14 cm
- 200 x 100 x 14 cm

Anti-Dekubitus-Schwerlastsystem

(200x90) Art. Nr. 44/50, (200x120) Art. Nr. 44/83, (200x140) Art. Nr. 44/81

Das Anti-Dekubitus-Therapie-Schwerlastsystem hat einen 3-schichtigen-Schaumkern mit Quer- und Längsschnitten. Die Lüftungskanäle sorgen für ein optimales Mikroklima.

- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 18 cm
- Abnehmbarer PU-Textil-Bezug
- Geeignet bei Querschnittslähmung und Dekubitus Stadium 4
- Waschbar bis zu 95°
- Min. Belastbarkeit 40 kg
- Max. Belastbarkeit 250 kg



Erhältliche Maße:

- 200 x 90 x 18 cm
- 200 x 100 x 18 cm
- 200 x 120 x 18 cm
- 200 x 140 x 18 cm
- 220 x 120 x 18 cm

Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze Soft


(200x90) Art. Nr. 44/6, (200x100) Art. Nr. 44/38, (200x120) Art. Nr. 44/11, (210x90) Art. Nr. 44/4

Die Anti-Dekubitus-Therapie-Matratze Soft ist sowohl für die Prophylaxe als auch für die Therapie konzipiert. Sie hat einen 2-lagigen Schaumstoff mit Randzonenverstärkung.

- Maße (L x B x H) 200 x 90 x 15 cm
- Geeignet für Prophylaxe und bis Dekubitus Stadium 3
- PU-Textil-Bezug
- Waschbar bis zu 90°
- Max. Belastbarkeit 247 kg



Sondermaße erhältlich



05

Rollstühle

Standardrollstühle
Leichtmetallrollstühle
Transportrollstühle
Aufrichterrollstühle
Multifunktionsrollstühle
Aktivrollstühle
Elektrollstühle

Standardrollstuhl

Art. Nr. 23/152

Der Standardrollstuhl ist ein einfacher Rollstuhl in der Standardversorgung für drinnen und draußen. Durch die Duo-Seitenteile und die Radstandsverlängerung kann er optimal angepasst werden. Auf Wunsch auch mit Trommelbremse lieferbar.

- Sitzhöhe verstellbar 47-51 cm (vorne) und 44-46 cm (hinten)
- Verschiedene Sitzbreiten 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm erhältlich
- Sitztiefe 42 cm
- Radstandsverlängerung
- Seitenteile und Beinstützen schwenkbar/abnehmbar
- Gewicht 19 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Silber

XL-Version
erhältlich!



87-91 cm
 SB+19 cm
 99 cm
 19 kg
 125 kg
 Silber

Leichtmetallrollstuhl Basic

Art. Nr. 23/6553

Der moderne Leichtmetallrollstuhl zeichnet sich durch sein geringes Eigengewicht aus. Durch die längen- und höhenverstellbaren Seitenteile sowie die winkelverstellbaren Fußplatten bietet er ein hohes Maß an Flexibilität. Auf Wunsch auch mit Trommelbremse erhältlich.

- Sitzhöhe verstellbar 42,5-50 cm (vorne) und 40,7-47,5 cm (hinten)
- Verschiedene Sitzbreiten 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm erhältlich
- Sitztiefe verstellbar 40-44 cm
- Gewicht 14,2 kg
- Beinstützen und Seitenteile schwenkbar/abnehmbar
- PU-Bereifung, Passive Beleuchtung und Nylon Bezug
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Blau-, Silbermetalllic

XL-Version
erhältlich!



86-94 cm
 SB+20 cm
 100 cm
 14,2 kg
 125 kg
 Blau-metallic, Silber-metallic

Leichtmetallrollstuhl Plus

Art. Nr. W23/6623

Der Leichtmetallrollstuhl zeichnet sich durch seine individuell einstellbare Sitzhöhe, sowie das umfangreiche erhältliche Zubehör aus. Auf Wunsch auch mit Trommelbremse lieferbar.

**XL-Version
erhältlich!**



- Sitzhöhe verstellbar 40-50 cm
- Verschiedene Sitzbreiten 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm erhältlich
- Sitztiefe 40-50 cm
- Rückenhöhe 40-46 cm
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Radstandverlängerung, PU-Bereifung und passive Beleuchtung
- Gewicht 17,2 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Silber



85-95 cm

SB+17,5 cm



108 cm



17,2 kg



125 kg



Silber

Transportrollstuhl

Art. Nr. 23/6745

Der Transportrollstuhl ist der ideale Begleiter im Freien oder zu Hause. Er ist leicht, wendig, faltbar und mit einer Doppelfunktionsbremse ausgestattet.

- Sitzhöhe 49 cm
- Sitzbreite 42 cm
- Sitztiefe 42 cm
- Inklusive Ankipphilfe und Beckengurt
- Wegschwenkbare- und abnehmbare Beinstützen
- Doppelfunktionsbremse
- Fußplatten hochschwenkbar
- Gewicht 12 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Blau



96 cm

56 cm



93 cm



12 kg



130 kg



Blau

Aufrichterrollstuhl

Der wendige Aufrichterrollstuhl kombiniert manuelles Fahren mit hohem Sitzkomfort und einer integrierten elektrischen Stehfunktion. Er ermöglicht stufenloses Aufstehen und Positionieren.

- Erhältlich in verschiedenen Sitzhöhen 48-57 cm
- Sitzbreiten 35-50 cm
- Sitztiefen 29-57 cm
- Stehfunktion bis zu 86°
- Gewicht 25-26 kg
- Fußauflagen in Höhe und Winkel verstellbar
- Max. Belastbarkeit 120 kg
- Rahmenfarbe Blau, Rot, Gelb, Platin oder Schwarz



48-57 cm

38-50 cm



29-57 cm



25-26 kg



120 kg



Blau, Rot, Gelb, Platin, Schwarz

Multifunktionsrollstuhl Adaptiv

Der Adaptiv ist ein komfortabler Multifunktionsrollstuhl, der sich für die Heimpflege sowie den Einsatz in der Klinik eignet.


- Sitzhöhe 44 cm
- Sitzbreite verstellbar 43-46 cm und 48-51 cm
- Sitztiefe verstellbar 42-48 cm
- Rückenwinkel 0°-31° individuell anpassbar
- Pannensichere Bereifung
- hochschwenkbare Beinstützen
- Gesamtgewicht 38 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg
- Rahmenfarbe Silber



Elektro-Rollstuhl Juvo B5

Der elektrische Multifunktionsrollstuhl Juvo zeichnet sich durch seine einfache Bedienbarkeit und seine hervorragende Manövrierbarkeit aus. Der Elektrorollstuhl ist für mehr Flexibilität optimiert. Mit Heck-, Mittelrad- und Frontantrieb sind 3 verschiedene Antriebsarten erhältlich.

- Sitzhöhe 41-57 cm
- Sitzbreite verstellbar 34-56 cm
- Sitztiefe verstellbar 34-58 cm
- Rückenwinkel von 0°-30°
- Geschwindigkeit 6/7,2/10/14 km/h
- Reichweite 25-45 km
- Gewicht 120 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg
- Rahmenfarben Anthrazit, Weiß, Schwarz, Grün



Elektro-Rollstuhl Compact

Der Elektro-Rollstuhl ist durch sein extra kompaktes Design für die Nutzung im Innenbereich und durch seine hohe Stabilität und Leistung auch für die Nutzung im Außenbereich geeignet. Smartes Design und intelligente Optionen runden seine Ausstattung ab.

- Sitzhöhe 47 cm
- Sitzbreite verstellbar 43-50 cm
- Sitztiefe verstellbar 41-51 cm
- Rückenwinkel 0°/4°/8°/12°
- Geschwindigkeit 6 km/h
- Reichweite 30 km
- Gesamtgewicht 98 kg
- Max. Belastbarkeit 136 kg
- Rahmenfarbe Schwarz



Aktivrollstuhl Action

Der Action ist ein Aktiv-Rollstuhl, der sich besonders durch seine Beständigkeit und Funktionalität auszeichnet. Dank des Leichtgewichtrahmens bietet der Rollstuhl hervorragende Laufeigenschaften und Manövrierbarkeit.

- Sitzhöhe verstellbar 38,5/41/43,5/46/48,5/51 cm
- Sitzbreite 38/40,5/43/45,5/48/50,5 cm
- Sitztiefe 40-45 cm
- Rückenwinkel 0°-7°/15°
- Gewicht 14,5 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Rahmenfarbe Grau, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Violett, Grün



 82-105 cm
  SB+19 cm
  98-110 cm
  14,5 kg
  125 kg
  Grau, Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Violett, Grün

Aktivrollstuhl Compact

Den Aktivrollstuhl Compact zeichnen seine einfache Handhabbarkeit für Anwender mit reduzierten Kräften, seine hervorragenden Fahreigenschaften sowie seine Sicherheit und Stabilität aus. Der Rollstuhl ist auch für Hemiplegiker geeignet.

- Sitzhöhe verstellbar 38-53 cm (vorne), 38-50 cm (hinten)
- Sitzbreite 28-50 cm
- Sitztiefe 32-50 cm
- Rückenwinkel 82°, 86°, 90°, 94°, 98° und 102°
- Rückenhöhe einstellbar 30-51 cm
- Beinstützen abnehmbar
- Gewicht 11 kg
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Braun-Metallic



 68-110 cm
  SB+18 cm
  84/94 cm
  11 kg
  130 kg
  Braun-Metallic

Aktivrollstuhl Ultra Light

Der Ultra-Light ist ein leichter und kompakter Aktivrollstuhl, der sich besonders durch seine einfache Handhabung auszeichnet. Der Rollstuhl ist wendig sowie reaktionsfreudig. Optional ist ein faltbarer Rücken erhältlich.

- Sitzhöhe verstellbar 43-53 cm (vorne) und 39-50 cm (hinten)
- Sitzbreite 28-50 cm
- Sitztiefe 32-50 cm
- Rückenhöhe einstellbar 30-51 cm
- Gewicht 10,1 kg
- Rückenwinkel 82°, 86°, 90°, 94°, 98° und 102°
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Rahmenfarbe Braun, Schwarz, Blau, Rot, Grün oder Silber



 SB+18 cm
  83/88 cm
  10,1 kg
  130 kg
  Braun, Schwarz, Blau, Rot, Grün, Silber

Zusatzantrieb e-fix

Art Nr. 23/6566

Mit dem Zusatzantrieb e-fix kann durch einen einfachen Umbau ein elektrischer Antrieb für manuelle Rollstühle nachgerüstet werden. Der Motor ist in der Radnabe integriert. Die Räder können weiterhin ohne Werkzeug auf- und abgesteckt werden.

- Radgrößen 22“/24“ Zoll
- Reichweite 16 km
- Max. Geschwindigkeit 6 km/h
- Einfaches Aufstecken und Abnehmen der Räder ohne Werkzeug
- Kippstützen für zusätzliche Sicherheit
- Inklusive Bediengerät, Akku und Ladegerät
- Gewicht 19,3 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg



Zusatzantrieb e-motion

Art Nr. 23/319

E-motion, der nachrüstbare Zusatzantrieb für manuelle Rollstühle, verbindet aktive Mobilität mit therapeutischem Nutzen. Der Antrieb unterstützt gelenk- sowie muskelschonend die Kraft des Fahrers und eignet sich besonders bei Steigungen und längeren Strecken.

- Radgrößen 22“/24“/25“ Zoll
- Reichweite 25 km
- Max. Geschwindigkeit 8,5 km/h
- Räder per Steckachse einfach abnehmbar
- Kippstützen für zusätzliche Sicherheit
- Optionale Fernbedienung
- Gewicht 15,6 kg
- Max. Belastbarkeit 150 kg



Schiebehilfe viamobil

Art. Nr. 23/309

Dank der Schiebehilfe viamobil wird das Schieben und Abbremsen eines manuellen Rollstuhls ohne Kraftaufwand möglich. Selbst bei Steigungen und Gefällen ist keine Kraftanstrengung der Begleitperson mehr nötig.

- Reichweite 20 km
- Max. Geschwindigkeit 5,5 km/h
- Max. Steigungen 18°
- Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Ergonomische Schiebegriffe
- Inkl. Bediengerät, Akku sowie Ladegerät
- Gewicht 13,3 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg



Treppen-Kuli Standard

Art. Nr. 48/90

Der Treppen-Kuli Standard bietet eine große Hilfe beim Überwinden von geraden Treppen. Er passt zu allen Standardrollstühlen mit Schiebegriffen und ist bestens für die Anwendung im Innen- sowie Außenbereich geeignet.

- Geschwindigkeit (aufwärts) 6,5 m/min und (abwärts) 10 m/min
- Max. Steigfähigkeit 35°
- Zusammenklappbar, in 2 Teilen transportierbar
- Inklusive Kopfstütze und Sicherheitsgurt mit Schnellverschluss
- Gewicht 65 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg



Treppensteighilfe ECO

Art Nr. 48/93

Die Treppensteighilfe Eco ist die ideale Lösung wenn Treppen ein Hindernis sind. Ohne Kraftaufwand kann die Treppensteighilfe von der Begleitperson geführt werden. Die Treppensteighilfe ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

- Stufengeschwindigkeit 12 Stufen/Minute
- Max. Treppenstufenhöhe 20 cm
- Min. Treppenstufentiefe 14 cm
- Inklusive Display und fester Sitzeinheit
- Ergonomische Griffe und Sicherheitsbremsen
- Beckengurt und Kopfstütze optional erhältlich
- Gewicht 31 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg



Treppensteighilfe Basic

Art Nr. 48/88

Mit Hilfe der Treppensteighilfe Basic können Treppen aller Art sicher und mit wenig Kraftaufwand überwunden werden. Zum einfachen Transport kann die Treppensteighilfe in drei Teile zerlegt und ohne Werkzeug montiert werden.

- Stufengeschwindigkeit 6-19 Stufen/Minute
- Max. Treppenstufenhöhe 20 cm (auch für max. 25 cm erhältlich)
- Minimale Stufentiefe 11 cm
- Ergonomische Griffe und Sicherheitsbremsen
- Inklusive Display
- Gewicht 25 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



06

Therapie

Aktiv Trainer
Passiv Trainer
Aktives Sitzen

Bein- & Oberkörpertrainer

Art. Nr. 51/13

Der Bein- und Oberkörpertrainer ist ein Aktiv- und Passiv-Trainer, der sich bestens für den therapeutischen Einsatz eignet. Er fördert Beweglichkeit sowie Ausdauer und trainiert die Muskulatur auf die sanfte Weise.

- Maße (L x B x H)
90 x 63,8 x 119,5-129 cm
- Höhenverstellbar von 91,5-100,5 cm
- Fuß-, Bein- und Kippsicherung
- Inklusive Farbbildschirm und
- Software mit vielen spielerischen Übungen
- Gewicht 43 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg



119,5-129 cm 63,8 cm 90 cm 43 kg 120 kg

Beintrainer

Art. Nr. 51/12

Der Beintrainer ist ein Aktiv- und Passiv-Trainer, der sich optimal für das Radtraining zu Hause eignet. Bequem vom Sessel oder Rollstuhl aus ermöglicht der Beintrainer ein sanftes und sicheres Training.

- Maße (L x B x H)
83 x 47,3 x 110,5-120 cm
- Höhenverstellbarer Haltegriff
- Fuß- und Beinsicherung
- Gesamtgewicht 32 kg
- Max. Belastbarkeit 120 kg



110,5-120 cm 47,3 cm 83 cm 32 kg 120 kg

Bein- und Armtrainer mobi

Art. Nr. 51/14

Der Bein- und Armtrainer mobi mit ergonomischen Griffen ist ein Allround Talent und eignet sich hervorragend für den Einsatz zu Hause. Er bietet die Möglichkeit zu aktivem und passivem Bewegungstraining und ein Wechsel zwischen Handgriffen und Fußschalen ist werkzeuglos mittels Steckverschluss möglich.



- Maße (L x B x H) 50 x 46-56 x 43 cm
- Einfach und platzsparend zu transportieren
- Fuß- und Beinsicherung
- Gewicht 13,2 kg
- Max. Belastbarkeit 140 kg



43 cm



46-56 cm



50 cm



13,2 kg



140 kg

Vela Tango 100

Art. Nr. 37/8819

Die Tango Serie bietet eine hervorragende Unterstützung beim aufrechten Sitzen und eignet sich ideal für die Anwendung zu Hause sowie am Arbeitsplatz.

- Sitzhöhe stufenweise verstellbar 38-67 cm
- Sitzfläche (B x T) 44 x 44 cm
- Armlehnen in der Höhe verstellbar und abnehmbar
- Untergestell mit 4 Rädern
- Gewicht 20 kg
- Max. Belastbarkeit 160 kg
- Farbe Schwarz, Blau, Dunkel-Grau, Hell-Grau, Rot, Braun, Orange, Violett, Petrol



Viele Sitzgrößen erhältlich!



20 kg



160 kg



Schwarz, Blau, Dunkel-Grau, Hell-Grau, Rot, Braun, Orange, Violett, Petrol

Vela Salsa 100

Art. Nr. 37/9135

Die Salsa Serie ist eine Produktserie von Sitz- und Stehhilfen, die speziell für wechselnde Arbeitshöhen entwickelt worden sind.

- Sitzhöhe stufenweise verstellbar 50-70 cm
- Sitzfläche (B x T) 46 x 35 cm
- Sitzwinkel und Sitzneigung einstellbar
- 360° frei drehbar
- Gewicht 17 kg
- Max. Belastbarkeit 125 kg
- Farbe Schwarz, Blau, Dunkel-Grau, Hell-Grau, Rot, Braun, Orange, Violett, Petrol



Viele Sitzgrößen erhältlich!



17 kg



125 kg



Schwarz, Blau, Dunkel-Grau, Hell-Grau, Rot, Braun, Orange, Violett, Petrol

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr ORTOPROBAN Reha-Team



Kundenkompetenzzentrum mit Shop & Werkstätte:

1210 Wien, Paukerwerkstraße 1c

Tel.: 01/402 21 25-1000

Email: office@ortoproban.at

Fax: 01/402 21 25-2099

Filialen:

Tel.: 01/402 21 25-

1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 76

-3070

1190 Wien, Heiligenstädter Straße 46-48

-3060

1080 Wien, Josefstädter Straße 33

-3010

1210 Wien, Floridsdorfer Hauptstraße 45

-3030

1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 101-103

-3080

1210 Wien, Brünner Straße 70 (Eingang Klinik Floridsdorf)

-3100

1130 Wien, St. Veit-Gasse 56

-3040

1230 Wien, Geblgasse 5

-3110

1130 Wien, Speisinger Straße 109 (Eingang Orthopäd. Spital)

-3090

1230 Wien, Anton-Baumgartner-Straße 44 (Kaufpark Alterlaa)

-3120

1160 Wien, Thaliastraße 45

-3140

2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 13

-3130