



ORTOPR⁺BAN

Orthopädie-Technik • Prothesen • Bandagen

IHR SANITÄTSHAUS

Immer
in Ihrer
Nähe

Pflegebetten & Betteinlegerahmen

Wenn Menschen in die Situation kommen, für kürzere oder längere Zeit das Bett nicht verlassen zu können, ist es notwendig, das Bett und die Hilfsmittel rund um das Bett auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten als auch der betreuenden Person anzupassen, um den Komfort so wie die Funktionalität zu garantieren.



Betten-
Info-Hotline:
01/402 21 25
DW-1000



NEU!

Betteinlegerahmen Lippe IV – Schlafen im eigenen Bett! Betteinsatz zum Einbau in einen bereits vorhandenen Bettrahmen



- **Standardgröße für Bett** 200x90 cm, auch in Sondergrößen erhältlich
- **24 Volt Antriebssystem**
- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotor verstellbar
- Liegehöhe von 29-74 cm elektrisch verstellbar
- Inklusive Handfernbedienung und Aufrichter
- Farbe Buche Natur
- **Max. Belastbarkeit 200 kg**

Artnr. 44/30

Bitte informieren Sie sich in unseren Filialen! Wir beraten Sie natürlich auch gerne vor Ort oder direkt bei Ihnen zu Hause über die Auswahl des optimalen Hilfsmittels rund um das Bett. Vereinbaren Sie jederzeit einen Termin mit einem unserer bestens geschulten Mitarbeiter oder Facharbeiter unter der Betten-Info-Hotline 01/ 402 21 25- 1000 oder per Email an betten@ortoproban.at

Pflegebett Dali Econ Low – Das preiswerte Pflegebett

ORTOPROBAN



**Auch zur
Miete!**




- Liegefläche 200x90 cm, Sondergrößen erhältlich
- 24 Volt Antriebssystem
- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotor verstellbar
- Seitensicherungsschutz- höhe 37 cm
- Liegehöhe von 32-72 cm elektrisch verstellbar
- Inklusive Handfernbedienung und Aufrichter
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor
- Farbe Buche Natur
- **Max. Belastbarkeit 185 kg**

Pflegebett Dali Low-Econ Arminia – Das praktische Pflegebett



**Nachtschrank
im selben Design
erhältlich!**



- Liegefläche 200x90 cm, Sondergrößen erhältlich
- 24 Volt Antriebssystem
- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotor verstellbar
- Seitensicherungsschutz- höhe 37 cm
- Liegehöhe von 32-72 cm elektrisch verstellbar
- Inklusive Handfernbedienung und Aufrichter
- Kopf- und Fußteil in Buche Dekor und Front verkleidet
- Farbe Buche Natur
- **Max. Belastbarkeit 185 kg**

Artnr. 44/97

Zusätzliche Produkte



Bett-Tisch fahrbar

Verstellbar ohne Werkzeug in der Höhe und Neigung
4 Leichtlaufrollen
Stufenlos von 70 - 105 cm in der Höhe verstellbar
Breite: 60 cm

Artnr. W31/2059

€ 108,90



Fahrbarer Zimmertoilettstuhl aus Metall

Sitzfläche 44 x 45 cm, Sitzhöhe 55 cm
Breite: 56 cm, mit Hygieneausschnitt
Gewicht: 13,3 kg
Belastbarkeit: bis 130 kg

Artnr. KKW31/2071

€ 206,-



Nachttisch Hermann

Maße: 89 x 44,5 x 35 cm
Farbe Natur-Hell
4 feststellbare Rollen
Erhältlich mit Tischplatte

Artnr. 44/28

€ 420,-

**Gleiches Design
wie Pflegebetten**

Große Auswahl an Pflegebettmatratzen

Preise: Kauf

Betteinlegerahmen Lippe IV (200 x 90 cm)

Artnr. 44/30

€ 1.270,-

Pflegebett Dali Econ Low (200 x 90 cm)

Artnr. 44/91

Lieferung und Aufstellung gratis

€ 999,-

Pflegebett Dali Style Low (200 x 90 cm)

Artnr. 44/97

Lieferung und Aufstellung gratis

€ 1.399,-

Preise: Miete

Pflegebett Dali Econ Low (200 x 90 cm)

Artnr. 44/13

pro Monat **€ 49,-**

Liefer- und Aufstellungskosten

Artnr. 44/24

einmalig **€ 90,-**

Rückholkosten und Endreinigung

Artnr. 44/70

einmalig **€ 90,-**

Kaution

Artnr. 44/14

einmalig **€ 90,-**